

ROYALE

drive™



drive™

US Drive Medical Design & Manufacturing, NY 11050
UK Drive Medical Ltd, HX5 9JP
DE Drive Medical GmbH & Co. KG, D-88316 Isny

CE Ilustraciones, fotos y especificaciones
pueden ser cambiadas sin previo aviso.

Manual de Usuario Gama Royal

drive™



No conduzca su scooter en la carretera.



No haga giros bruscos o paradas repentinas mientras esté conduciendo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Use siempre el cinturón de seguridad y mantenga los pies en la scooter todo el tiempo.



No utilice la scooter mientras está bajo la influencia del alcohol.



No intente subir bordillos superiores a los especificados en el manual.



No levante las manos ni los pies de la scooter mientras está conduciendo.



No utilice el teléfono móvil mientras conduce.



Asegúrese de que no hay obstáculos detrás mientras va marcha atrás.



No conduzca la scooter mientras llueve o nieva.




No permita jugar a niños cerca de la scooter o mientras se cargan las baterías.

◆ **Advertencia - No haga funcionar su scooter por primera vez sin haber leído y comprendido el manual del propietario**

1. No opere el vehículo en calles o carreteras públicas. Obedezca todas las reglas de tráfico peatonales. Espere hasta que su camino esté libre de tráfico, y luego conduzca con extrema cautela.
 2. Para evitar lesiones a usted o a terceros, asegúrese siempre de que apaga el scooter al bajar de la moto.
 3. Compruebe siempre que las ruedas están en modo drive (modo de avance) antes de conducir. No encienda la scooter si está en movimiento hacia adelante en modo manual. Ocasionaría una parada abrupta.
 4. No use este producto o cualquier equipo opcional disponible sin antes haber leído y comprendido estas instrucciones. Si usted es incapaz de comprender las advertencias, precauciones e instrucciones, póngase en contacto con su distribuidor antes de utilizar este equipo, de lo contrario, se pueden producir lesiones o daños.
 5. Hay ciertas situaciones, en las que el usuario necesitará para practicar la operación del scooter en la presencia de una persona, puede ser la familia o un asistente sanitario especialmente capacitado para ayudar a un usuario de la scooter en diversas actividades de la vida diaria .
 6. No intente levantar o mover la scooter por cualquiera de sus piezas desmontables como el reposabrazos o asientos. Puede haber lesiones y daños a la scooter.
 7. No trate de usar su scooter más allá de sus limitaciones, como se describe en este manual.
 8. Por favor, no se siente en su scooter mientras está en un vehículo en movimiento, como un coche, autobús o tren.
 9. Mantenga las manos lejos de las ruedas mientras conduce. Recuerde que la ropa demasiado floja puede quedar atrapada en las ruedas.
 10. Consulte a su médico si está tomando medicamentos o si tiene alguna ciertas limitaciones físicas. Podrían alterar su capacidad para conducir scooters de manera segura. Consulte con su médico si está tomando algún medicamento que pueda afectar su capacidad para operar de manera segura su scooter .
 11. No quite las ruedas antivuelco (si vienen de serie).
 12. Apague el scooter y cargador, y desconecte la batería antes de realizar cualquier trabajo o usando cualquier herramienta en el scooter.
 13. No intente levantar o mover su scooter por cualquiera de sus piezas desmontables, como el reposabrazos , asientos o la carcasa.
 14. No salvar una pendiente en ángulo. Siempre siga recto hasta un degradado, ya que esto reduce en gran medida el riesgo de vuelco o caída. No salvar una pendiente más pronunciada de 10° .
 15. No conduzca hacia atrás por peldaños, aceras u otro obstáculo. Esto puede provocar que el scooter vuelque.
 16. Siempre reduzca la velocidad y mantenga un centro de gravedad estable en las curvas.
 17. La conducción con lluvia, nieve , sal, niebla y sobre superficies heladas o resbaladizas puede tener un efecto adverso en el sistema eléctrico.
 18. Nunca se siente en su scooter cuando se utiliza en un ascensor o montacargas. Su scooter no está diseñado a tal uso y cualquier daño o perjuicio sufrido por tal uso no es responsabilidad de Drive.
-

ADJUSTES DEL ASIENTO

Adjustments for Seating Comfort




Ajuste el respaldo con la palanca para asentar de nuevo ángulo.

- Gire la palanca de giro hacia abajo para girar el asiento.
- Empuje la palanca frontal hacia arriba para mover el asiento hacia adelante y hacia atrás.

PANEL DE CONTROL

Pantalla



FUNCIÓN		Detalles
1	Velocidad	Se muestra en mph o kph
2	Alto (H)/ Bajo (L)/ velocidad de giro	Muestra velocidad H o L superior. Parpadeará durante velocidad de giro .
3	Indicador de Energía	Batería restante e indicador de carga
4	Reloj	Muestra la hora.
5	Odómetro	ODO (99999 km max), TRIP (99.9 max)
6	Temperatura	"°C / °F"
7	Luz de Marcha Atrás	Parpadea cuando está marcha atrás.
8	Mensaje de error	Se iluminará cuando el scooter detecte un error.



LED's



Indicador-Izquierda (Verde) (1)



Luces de Emergencia (Rojo)(2)



Luz de Advertencia (Rojo) (3)



Luz de Parking (Ambar) (4)



Luz Delantera (Azul) (5)



Indicador-Derecha (Verde) (6)

Botones

Indicador-Izquierda (7)

Velocidad Alta /Baja (8)

Claxon (9)

Indicador-Derecha (10)

Luces de Emergencia (11)

Pantalla LCD (12)

Botón de Luz Delantera (13)

Interruptor de 'MODE' (14)

Interruptor de 'SET' (15)

Mando de Luces Laterales (16)

(a) **Frenos**

El scooter tiene un freno electromagnético que se activa automáticamente cuando se suelta la palanca de velocidades. También cuenta con un freno de cable que puede ser operado por el usuario. Para accionar el freno de cable, apretar la palanca en el lado izquierdo del manillar.

(b) **Acelerador**

The user moves the scooter by moving the lever on the right hand side of the handlebars. The more the user moves the lever, the faster the scooter will travel. Release the lever to stop the scooter.

(c) **Marcha Adelante / Atrás**

Para que la scooter pueda moverse hacia adelante, presione el lado "F" del botón de avance / retroceso (situado en el lado derecho del manillar) . Para que la scooter vaya marcha atrás, presione el lado "R" del botón. Cuando el lado ' R' esté presionado, los indicadores de la scooter parpadean y suena un pitido para alertar a las personas que el scooter va está marcha atrás.

(d) **Velocímetro**

El velocímetro mostrará la velocidad a la que la moto está viajando en millas por hora (mph) o kilómetros por hora (kph). Para cambiar el velocímetro a mph o kph :

1. Mantenga pulsados los botones MODE y SET hasta que el reloj comience a parpadear .
2. A continuación, pulse el botón MODE hasta que el kph o mph parpadee.
3. A continuación, pulse SET para seleccionar la configuración deseada.

- Deja la moto hasta que la pantalla deje de parpadear, o mantenga pulsados los botones MODE y SET durante 2 segundos.

(e) **Alto (H)/ Bajo (L) / velocidad de giro**



Para seleccionar velocidad alta, presione el botón de VELOCIDAD ALTA / BAJA hasta que la pantalla muestre H(como se muestra).




Para seleccionar velocidad baja, presione el botón de VELOCIDAD ALTA / BAJA hasta que la pantalla muestre L(como se muestra).

Si la pantalla parpadea 'L ' , entonces scooter está limitando automáticamente su velocidad. Como medida de seguridad el scooter limitará automáticamente su velocidad en las curvas.

(f) **Indicador de batería**

La energía restante de la batería se muestra por en la pantalla:



Una vez que el nivel de potencia cae por debajo de 30 %, el indicador parpadea y el sonido de advertencia sonará a intervalos de 5 segundos, informando al usuario que debe recargar las baterías tan pronto como sea posible.

(g) **Reloj**

Para cambiar el reloj :

- Mantenga pulsados los botones MODE y SET hasta que el reloj comienza a parpadear .
- A continuación, pulse el botón MODE hasta que la hora parpadea.
- A continuación, pulse SET para cambiar hasta que la hora es en la medida requerida

- Pulse el botón MODE de nuevo para los minutos parpadean
- Pulse SET para cambiar hasta que la hora es en la medida requerida
- Deja la moto hasta que la pantalla deje de parpadear , o mantenga pulsados los botones MODE y SET durante 2 segundos.

(h) **Odómetro**

Cuando la scooter se inicie mostrará ODO y el kilometraje total de la moto durante 5 segundos.

Después de esto el scooter mostrará viaje y la distancia del viaje .

Para restablecer el contador de viaje, mantenga pulsado el botón SET durante 3 segundos.

(i) **Luz Delantera**

Pulse el botón de Luz Delantera para encenderlas. Presione de nuevo para apagarlas.

(j) **Luces laterales**

Presione el botón de luz lateral para encender el faro. Pulse el botón de nuevo para apagar el faro.

(k) **Indicadores**

Pulse el botón derecho o INDICADOR INDICADOR IZQUIERDO para operar en el indicador, que parpadeará y sonará. Pulse el botón de nuevo para detener el indicador.

(l) **Luz de Advertencia**

Pulse el botón HAZARD (Advertencia) para a operar la luz de advertencia de peligro , que parpadeará. Pulse el botón de nuevo para detener las luces.

GARANTIA

Hay una amplia garantía de veinticuatro meses desde la fecha en que se entrega del scooter (6 meses para las baterías). La garantía cubre el scooter con reparaciones y recambios durante este periodo. Para obtener más detalles, consulte las Condiciones de Garantía de abajo.

Condiciones de Garantía

1. Cualquier reparación o instalación de reemplazo debe ser realizado por un agente distribuidor / Servicio técnico autorizado de Drive .
2. Para aplicar la garantía, por favor póngase en contacto con el servicio técnico designado.
3. Si cualquier parte de scooter debe ser reparada o reemplazada total o parcialmente, como consecuencia de un defecto de fabricación o material dentro de los veinticuatro meses de la entrega del scooter, las piezas reemplazadas son suministradas gratuitamente.
Nota: Esta garantía no es transferible
4. Las piezas reparadas o sustituidas serán cubiertas por esta garantía por el resto del período de garantía del scooter .
5. Los elementos de desgaste no serán generalmente cubiertos por la garantía a no ser que dichos elementos requieran reparación o reemplazo claramente como un resultado directo de un defecto de fabricación o material.
Dichos elementos incluyen (entre otros): escobillas del motor, los neumáticos , los cojines de brazo , cojín del asiento , fusibles , bulbos, cubierta del manillar, cubierta trasera , cubierta delantera.
6. Las condiciones de garantía anteriores se aplican a un scooter nuevo adquirido al precio de venta al público . Si no está seguro si su silla eléctrica está cubierta, compruébelo con el agente de servicio.
7. En circunstancias normales, no se aceptará responsabilidad alguna en el scooter que ha fallado como resultado directo de :
 - a) El scooter o pieza que no ha sido mantenida de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
 - b) La no utilización de las piezas especificadas por el fabricante
 - c) El scooter o sus partes que han sido dañados debido a negligencia, accidente o uso indebido
 - d) El scooter o pieza ha sido modificada a partir de especificaciones o reparaciones del fabricante de haber sido tratado antes de que se notificó al agente de servicio

En el caso de su scooter requiere atención, póngase en contacto con el distribuidor de donde adquirió la moto y de todos los detalles relevantes para que puedan actuar rápidamente.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso cualquier peso, medida u otros datos técnicos que aparecen en este manual. Todas las medidas, fotografías y capacidades mostradas en este manual son aproximadas y no constituyen especificaciones
