

MONZA 1450SE

SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE / FOLDING POWER CHAIR



CARACTERÍSTICAS

- + Motor DC 24V, 180 a 630W.
- + Baterías 12V / 50 Ah x 2 unidades.
- + Velocidad máxima 6,4 Km. /h.
- + Autonomía hasta 32 Km.*
- + Posibilidad de incluir baterías 60 Ah.

FEATURES

- + Motor: DC24V, 180W (rating)/ 630W (max).
- + Battery: 12V / 50 Ah x 2 pcs.
- + Maximum speed up to: 6,4 Kph.
- + Range up to 32 Km.*
- + Possibility to include 60 Ah battery.

ESP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Reposabrazos abatibles y regulables en altura. + Reposapiés extraíbles, plegables hacia el interior para ascensores y regulables en altura. + Rueda delantera 200 x 50 neumáticas o macizas. + Ruedas traseras de 12" neumáticas o macizas. + Amortiguación trasera y en las horquillas delanteras para un mayor confort de marcha. + Ruedas antivuelco de serie.
 - + Pendiente máxima superable 12° para 114 Kg., 10° para 136 Kg.
- ACCESORIOS OPCIONALES
- + Subebordillos (menos en talla 39). + Reposapiés elevable. + Kit luces.

ENG

TECHNICAL FEATURES

- + Flip-back and height-adjustable armrests. + Flip-back and height-adjustable footrests. + Solid or pneumatic castor wheel 200 x 50 mm. + Solid or pneumatic rear wheel 12". + Suspension system. + Anti-tipping wheels. + Gradient 12 ° (114 Kg) / 10 ° (136 Kg).
- OPTIONAL ACCESSORIES
- + Stairclimber (except for size 39). + Elevable footrest. + Light kit.

MEDIDAS / SIZES



39	109	92	53	29	51	38 - 48	40	20 - 30	40 - 53	136	72
43			59	33							76
46			61	38							78

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions
El fabricante se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso / The manufacturer has the right of changing any product feature without previous advice