

ESTAMBUL 1451SE

SILLA ELECTRÓNICA PLEGABLE / FOLDING POWER CHAIR

TEYDER



CARACTERÍSTICAS

- + Motor DC 24V, 110 a 420W.
- + Baterías 12V 36Ah x 2.
- + Velocidad máxima: 6.4 Km. /h.
- + Autonomía hasta 24 Km.*

FEATURES

- + Motor: DC24V, 110W (rating) / 420W (max).
- + Battery: 12V 36Ah x 2.
- + Maximum speed up to: 6.4 Kph.
- + Range up to: 24 Km.*

ESP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Color: rojo fuego. + Altura respaldo regulable. + Reposapiés regulables. + Reposabrazos abatible regulable en altura. + Ruedas de 8" (200*50mm) macizas. + Pendiente máxima superable 12° para 110Kg. 10° para 135 Kg. + Altura al suelo 6.5 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

+ Subebordillos. + Kit luces.


ENG

TECHNICAL FEATURES

+ Colour: red / burgundy. + Backrest height adjustable. + Adjustable footrests. + Detachable and height adjustable armrest. + Solid rear wheels of 8" (200*50mm). + Max gradient 12° for 110 Kg., 10° for 135 Kg. + Ground clearance 6,5 cms.

OPTIONAL ACCESSORIES

+ Stairclimber. + Light kit.



ESP Antivuelcos, ruedas 12".
ENG Anti-tipping 12" wheels.



ESP Reposapiés regulable.
ENG Adjustable footrests.



ESP Joystick.
ENG Joystick.



ESP Detalle reposabrazos elevable.
ENG Height adjustable armrests

MEDIDAS / SIZES

41	108	93	56	51	38 - 48	40	20 - 30	40 - 53	135	66
43			59							67
45			61							68

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions
El fabricante se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso / The manufacturer has the right of changing any product feature without previous advice