

SINGAPUR 1465SE

SILLA ELÉCTRICA CON ASIENTO ELEVABLE / ELECTRIC CHAIR WITH ELEVABLE SEAT



CARACTERÍSTICAS

- + Silla con asiento elevable 30 cms.
- + Gira 360° sobre si misma en sólo 53 cms.
- + Sistema de amortiguación.
- + Reposabrazos regulables en altura y anchura en 4 cms.
- + Baterías 12V 50Ah x 2 unidades.
- + Velocidad máxima 8 Km. /h.
- + Autonomía hasta 32 Km.*

FEATURES

- + Seat height adjustment up to 30 cms.
- + Turns 360° on a radius of 53 cms.
- + Suspension system.
- + Height and width armrest adjustment up to 4 cms.
- + Battery: 12V 50Ah x 2.
- + Maximum speed up to: 8 Kph.
- + Range up to: 32 Km.*

ESP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Autonomía hasta 32 Kms*. + Velocidad máx 8 Kms. + Pendiente máxima 8°. + Peso soportado: 136Kgs. + Ruedas centrales 12". + Batería 12V/ 50 Ah x 2 uds. + Motor: DC24V, 180 a 630W

ACCESORIOS OPCIONALES
+ Kit de luces.

ENG

TECHNICAL FEATURES

+ Range up to 32Kms*. + Maximum speed up to 8 Kms. + Gradient 8°. + Supported weight: 136Kgs. + Central wheels 12" + Battery 12V/ 50 Ah x 2 units. + Motor: DC24V, 180 to 630W

OPTIONAL ACCESSORIES
+ Light Kit.

MEDIDAS / SIZES



| | | | | | | | | | |
|----|----|---------|---------|----|-----|-----|----|-----|----|
| 52 | 50 | 63 - 93 | 20 - 30 | 51 | 103 | 108 | 70 | 136 | 91 |
|----|----|---------|---------|----|-----|-----|----|-----|----|



ESP Suspensión independiente.
ENG Independent suspension.



ESP Joystick.
ENG Joystick.



ESP Asiento elevable 30 cms.
ENG Height seat adjustment 30 cms.



ESP Baterías y motor protegidos.
ENG Protected battery and motor.

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions
El fabricante se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso / The manufacturer has the right of changing any product feature without previous advice