

# Caddy

El primer scooter plegable del mundo. El Caddy permite un almacenamiento compacto en el hogar, en el maletero del coche o en un avión. Dispone de un foco potente, chasis de aluminio y fácil conducción, el vehículo ofrece la máxima maniobrabilidad y durabilidad.

Se tarda tan sólo unos segundos en plegar o abrir el Caddy lo que hace que sea el scooter perfecto para viajes.



**Plegado rápido para el transporte en el maletero de un coche**

Lea el código para ver el vídeo>>



## AfiScooters

AfiScooters desarrolla y fabrica scooters eléctricos avanzados tecnológicamente para todo tipo de movilidad. Los scooters de Afikim están diseñados con la máxima fiabilidad y seguridad.

En gmobility le ofrecemos apoyo y servicio técnico durante todo el año.

Los scooters de Afikim cumplen las normas y certificaciones europeas ISO 9001-2000 y EN 12184 así como los estándares de seguridad estadounidenses con la aprobación de la agencia FDA.

[www.afiscooters.com](http://www.afiscooters.com)

# Características

Fácilmente desmontable en cinco piezas



Cómoda tracción delantera



Sencillo y fácil manejo



## Especificaciones

		Caddy	
Largo total		48"	121 cm
Ancho total		24"	61 cm
Altura total		38"	97 cm
Distancia al suelo		3"	8 cm
Peso	Con baterías	93 lb	42 kg
	Sin baterías	62 lb	28 kg
	Parte más pesada	37 lb	17 kg
Autonomía		12 m	20 km
Carga máxima		220 lb	100 kg
Velocidad máxima		4 mph	6 Km/h
Pendiente máxima		6%	
Radio de giro		41"	105 cm
Asiento		19"	48 cm
Tipo de ruedas		Goma	
Tamaño de los neumáticos	Delantero	250X50 mm	
	Trasero	250X50 mm	
Baterías		Dos 12V 17A/h	
Motor		Tracción delantera, 24V DC	
Color		Azul	

**g**mobility

**CENTRAL:**  
C/ Merindad de Ubierna, 4  
Pol. Ind. de Villalonquéjar  
09001 BURGOS  
Tel: +34 947 298065  
Fax: +34 947 298335

**DELEGACIÓN NORTE:**  
C/ Llevant, 36  
Pol. Ind. La Carrerada  
08793 Avinyonet del Penedès  
BARCELONA  
Tel: 93 899 29 39  
Fax: 93 899 29 40

**DELEGACIÓN SUR:**  
C/ Franklin, 13  
Pol. Ind. de Estepona  
29680 Estepona  
MÁLAGA  
Tel: 952 798 008  
Fax: 952 798 227