

# Smart 3R



SENCILLAMENTE COMPLETO



♣ Completas prestaciones:

Motor 180W   Baterías Litio 20 Ah   Velocidad 7km/h   Autonomía 25km

♣ Sus reducidas dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran una total movilidad tanto en espacios exteriores como interiores (radio de giro inferior a 1 metro).

♣ Sistema 'stand up': el scooter se mantiene en pie por si solo (ocupando 50cm de ancho x 50cm de profundidad) permitiendo acceder a pequeños espacios (ascensores) y guardarla en casa.

♣ Fácilmente desmontable para su traslado en el maletero del coche.

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Smart 3R



**SENCILLO Y MANEJABLE**

**DIMENSIONES COMPACTAS:**

Longitud: 95cm - Anchura: 50 cm  
85cm -92cm (ajustable opcional)

**BATERÍAS LIGERAS Y PORTÁTILES  
ASIENTO GIRATORIO**



**SISTEMA  
"STAND UP"**



**SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE**

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Smart 3R

COMPLETO



## CUADRO DE MANDO

Regulador velocidad  
Luces – Claxon  
Indicador carga batería

REPOSABRAZOS  
ABATIBLES

REPOSABRAZOS  
AJUSTABLES EN  
ANCHURA

ASIENTO  
REGULABLE EN  
ALTURA

PALANCA  
DESEMBRAGUE



RUEDINES ANTI-VUELCO



LUCES LED

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Smart 3R



**COMPLETO**



**REGULADOR  
COLUMNA DIRECCIÓN**



**CESTA PORTA OBJETOS**



**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**

# Smart 3R



## TRANSPORTABLE

**DISFRUTE DE SU  
SCOOTER ALLÁ  
DONDE VAYA**



**FÁCILMENTE  
DESMONTABLE  
EN 5 PIEZAS  
( 2 MINUTOS)**



**FACILIDAD DE  
CARGA  
(PIEZA MÁS  
PESADA: 13kg)**



**SIN ESFUERZO  
SIN HERRAMIENTAS**

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Smart 3R



## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERICAR SMART 3 ruedas

Longitud scooter	95-92-85 cm	Baterías Lito	20 Ah
Anchura scooter	50 cm	Motor	180 W
Peso total	38 kg	Velocidad máxima	7 km/h
Peso baterías	9,5 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso asiento	6,5 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte delantera	9 kg	Manillar	barra
Peso parte trasera	13 kg	Diametro ruedas	19 cm
Pendiente Máxima	21%	Peso máximo recomendado	100 kg
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento abatible	SI	Color	azul metalizado
Anchura base asiento	44 cm	Retrovisores	NO
Profundidad base asiento	40 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	NO
Angulo reposabrazos regulable	NO	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	NO	Intermitentes	NO
Partes en las que se desmonta	5	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libericar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*



95 cm



50 cm



38 kg



100 kg



2x12 Ah



180W



16 km



6 km/h

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**