

# Urban



**EL COMPACTO DEPORTIVO.**



Libercar Urban, el scooter compacto con las más altas prestaciones:

- ♣ Motor 250W - Baterías 24 Ah - Velocidad max 8km/h  
Autonomía max 25 km - luces LED

Potencia, velocidad y autonomía para su mayor independencia

- ♣ Ruedas de 22cm - llantas de aleación

Amortiguación trasera doble regulable - Altura libre al suelo 93mm

Para que ningún obstáculo se interponga en su camino

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Urban



**COMPACTO Y MANEJABLE**



## **SCOOTER COMPACTO**

Chasis rígido (111X51cm)

Longitud ajustable 92-108cm (opcional)

## **SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE**

Electromagnético regenerativo

## **ASIENTO MULTI-AJUSTES**

Regulable en altura, anchura y profundidad. Giratorio 360º.

Respaldo abatible

## **SISTEMA VERTICAL 'STAND UP'**

Se mantiene en pie ocupando 50x50cm

Especial para subir en ascensores pequeños y guardar en casa.



**MANEJABLE y LIGERO**



**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**

# Urban



**ALTAS PRESTACIONES**



**AMORTIGUACIÓN TRASERA**

**MOTOR 250W**

**BATERÍAS 2x24Ah**

**VELOCIDAD 8 km/h**

**AUTONOMÍA 25 km**

**LUCES LED**

**RUEDAS de 22cm**

**ALTURA LIBRE 93mm**

**MAYOR CONFORT Y CAPACIDAD PARA AFRONTAR OBSTÁCULOS**

Ruedas grandes (22 cm) dúctiles para un mayor confort.

Altura libre al suelo 93mm .

Amortiguación trasera independiente y regulable en cada rueda.



**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**



# Urban

## SEGURIDAD



### LUCES LED

Facilitan la conducción nocturna y el acceso a garajes o zonas oscuras. Ayudan a ser vistos



### AMORTIGUACIÓN TRASERA

### RUEDINES ANTIVUELCO



### PARACHOQUES:

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos



*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Urban

CONFORT - DISEÑO



**CESTA DELANTERA  
ZONA REPOSA PIES  
BOLSA PORTA-OBJETOS TRASERA  
ASIENTO GIRATORIO 360º Y  
REGULABLE EN ALTURA  
REPOSA-BRAZOS REGULABLES  
COLUMNA DIRECCIÓN AJUSTABLE  
AMORTIGUACIÓN TRASERA DOBLE  
COLOR BURDEOS METALIZADO**

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Urban



## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR URBAN

Longitud scooter	111-108-92 cm	Baterías	2x24 Ah
Anchura scooter	51 cm	Motor	250 W
Peso scooter (sin baterías)	38 kg	Velocidad máxima	8 km/h
Peso baterías	16 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso total	54 kg	Radio de giro	< 1m
Pendiente Máxima	21%	Peso máximo recomendado	110 kg
Asiento giratorio 360º	SI	Altura libre al suelo	93 mm
Asiento regulable en altura	SI	Diametro ruedas	22 cm
Asiento regulable en profundidad	SI	Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento reclinable	NO	Color	burdeos
Anchura base asiento	43 cm	Retrovisores	NO
Profundidad base asiento	42 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes	NO
Partes en las que se desmonta	3	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*



**111 cm   51 cm   54 kg   100 kg   2x24 Ah   250W   25 km   8 km/h**

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**