

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR EMBLEMA

Motor	2X340W	Baterías (desmontables)	2x35Ah
Velocidad max.	8 km/h	Velocidad marcha atrás	4 km/h
Autonomía max.	32 km	Joystick con display digital	SI
Chasis aluminio	SI	Barra estabilizadora	SI
Longitud normal silla	115 cm	Longitud silla plegada	82cm
Altura normal silla	97 cm	Altura silla plegada	81 cm
Anchura normal silla	65 cm	Anchura silla plegada	42 cm
Reposabrazos regulables en anchura	SI	Anchura habitáculo ajustable	45cm-54cm
Peso total silla	55 kg	Peso caja baterías	22 kg
Peso estructura silla	29 kg	Carga independiente baterías	SI
Profundidad asiento	46 cm	Altura base asiento	54 cm
Reposabrazos regulables en altura	SI	Reposabrazos extraíbles	SI
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia adentro	SI
Reposapiés extraíbles	SI	Banda reposapiernas	SI
Peso máximo recomendado	130 kg	Respaldo acolchado	SI
Rueda trasera neumática	33 cm	Rueda delantera maciza	19 cm
Adaptable diestros/zurdos	SI	Bolsillo con cremallera	SI
Radio de giro	<1,2m	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Posibilidad empuje manual	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	opcional

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

