



Sol-30/31

Silla de ruedas
manual de aluminio

FICHA TÉCNICA

más de **50 años** viviendo **sin límites**

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

Sol-30 / Sol-31



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (talla)	40 cm / 42 cm / 45 cm
Profundidad del asiento	41,5 cm
Tipo de asiento	Fijo
Material del asiento	Tela ignífuga

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	5 cm
Largo del reposabrazos	32 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles

Reposapiés

Altura del reposapiés (regulable)	5 posiciones 39 a 49 cm
Peso de los 2 reposapiés	1,45 kg
Tipo de reposapiés	Individuales, regulables y extraíbles

Respaldo

Ancho del respaldo	39,5 cm
Alto del respaldo	46 cm
Tipo de respaldo	Fijo
Material del respaldo	Tela ignífuga

Ruedas	Sol-30	Sol-31
Medidas ruedas delanteras	Ø 18 cm	Ø 18 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 30 cm	Ø 60 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm	3 cm
Ancho ruedas traseras	5 cm	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables	Macizas / Hinchables

Otras características

Tipo de freno	Freno bloqueo de aluminio
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores



Reposapiés extraíbles



Freno bloqueo de aluminio



Reposabrazos abatibles



Silla plegable

SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO LIGERA Y PLEGABLE DE EMPUJE ASISTIDO O DE AUTOPROPULSIÓN

La silla de ruedas Sol está fabricada en aluminio y se caracteriza por ser ligera y práctica. Gracias a su sistema de doble cruceta, es una silla fácil y rápida de plegar. Sus reposabrazos son abatibles hacia atrás y extraíbles en caso de necesitarlo. Sus reposapiés son desmontables y regulables en altura. El ancho de asiento puede ser de 40, 42 o 45 cm.

Incorpora sistema Quick Release para extraer la rueda trasera con un solo clic.

Se puede escoger con las ruedas traseras de 315 mm (**Sol-30**) ideal para interiores, o de 600 mm (**Sol-31**) que permiten al usuario autopropulsarse.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	Sol-30	Sol-31
Ancho total (talla 40)	55,5 cm	57 cm
Ancho total (talla 42)	58 cm	60 cm
Ancho total (talla 45)	61,5 cm	63 cm
Alto total	95 cm	96 cm
Profundidad total	102,5cm	103 cm
Ancho total plegada	27,5 cm	28,5 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm	53 cm

Peso	Sol-30	Sol-31
Peso total	13 kg	14,40 kg
Peso sin los reposapiés	11,55 kg	12,90 kg
Peso máximo soportado	150 kg	150 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Negro
-------	-------