



Equipamiento

Selector electrónico de velocidad

Cesta de compras removible

Datos técnicos

Peso máx. usuario: 130 kg

Velocidad: max. 6 km/h

Autonomía: hasta 12 km

Largura total: 101,5 cm

Anchura total: 50 cm

Altura desde el suelo: 50 mm

Altura obstáculos: 50 mm

Pendiente máxima: 12° (21%)

Radio de giro: 1115 mm

Color: Antracita

Accionamiento: eléctrico

Motor: 270W | max. 4700 RPM

Particularidades:

- Bajo y ágil
- Desmontable sin herramientas (para el transporte)
- Asiento giratorio

Scooter Flip

El versátil mini-scooter Flip le guiará cómodamente por la ciudad. Ya sea en el centro comercial o en espacios cerrados, le llevará a su destino sin cansancio.

Puede guardar sus compras en la cesta montada en el frontal. El asiento giratorio y los reposabrazos abatibles le permiten un acceso y una bajada fácil y sin esfuerzos. Este moderno scooter llama la atención con su diseño simple y purista.

El Flip desarrolla velocidades de hasta 6 km/h, con una autonomía de unos 12 km. Con sólo unos pocos clics y sin herramientas, se puede plegar y desmontar. El transporte en automóvil es, pues, fácil y cómodo. Puede confiar en Flip, el perfecto compañero para ir de compras.