



ESPECIFICACIONES STD

- Silla especialmente diseñada para el aprendizaje activo, la alimentación y sesiones de logopedia.
- Altura regulable para ajustarse a las necesidades.
- Posición de asiento y respaldo ajustables en ángulo.
- Respaldo ajustable en ángulo, desde +5° - 20° hacia atrás..
- No se requieren herramientas para el ajuste.



GRAN AYUDA EN MEJORAR LA MOVILIDAD

MÁXIMA FACILIDAD DE AJUSTE, CUBRE LAS NECESIDADES DE LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS.



COLORES



AZUL



ROJO



CREMA

ACTIVITY

IDEAL PARA EL HOGAR Y LA ESCUELA



ESTÁNDAR



HI-LO

Las sillas de ruedas en general no encajan bajo un pupitre o mesa. La altura de las de Rifton se ajustan fácilmente para encajar en cualquier entorno de trabajo.



ASIENTO INCLINABLE



REPOSABRAZOS



REPOSAPIÉS AJUSTABLE FÁCILMENTE



ASIENTO Y RESPALDO DINÁMICO (OPCIONAL)



AJUSTES SIN HERRAMIENTAS



RESPALDO AJUSTABLE

CUADRO DE MEDIDAS	ESTÁNDAR		
	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE
ANCHO DE CHASIS			
PATAS CORTAS	53	59	66
PATAS LARGAS	58	62	66
PATAS CORTAS CON RUEDAS	57	62	71
PATAS LARGAS CON RUEDAS	60	65	71
ALTURA DE ASIENTO SOBRE EL SUELO			
PATAS CORTAS	24-32	32-42	42-52
PATAS LARGAS	47-55	48-58	51-61
PATAS CORTAS CON RUEDAS	34-42	41-51	42-52
PATAS LARGAS CON RUEDAS	47-55	48-58	51-61
ÁNGULO DE ASIENTO (INCLINACIÓN EN ESPACIO) GRADOS	15° DELANTE 15° DETRAS		
ÁNGULO DE RESPALDO EN GRADOS	5° DELANTE 20° DETRAS		
ALTURA DE REPOSAPIÉS A ASIENTO	23-30	30-42	38-51
ELEVADOR ADICIONAL	15-23	20-32	28-41
ANCHO DE ASIENTO CON GUÍA DE CADERA SIN GUÍA DE CADERA	18-23 30	22-29 36	28-36 43
PROFUNDIDAD DE ASIENTO CON KIT MINI (TALLA PEQUEÑO)	20-30 18-28	28-41	38-51
ALTURA DE ASIENTO A REPOSABRAZOS	13-19	18-27	18-27
ANCHO SOPORTES DE TRONCO	14-29	17-30	24-36
ALTURA DE RESPALDO	32-29	39-48	48-61
ALTURA REPOSACABEZAS POR ENCIMA DEL ASIENTO	37-53	44-62	50-75
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO	34KG	68KG	102KG



Medidas clave del usuario: Altura.

Pequeño: 81-122

Mediano: 102-142

Grande: 127-188

CUADRO DE MEDIDAS	HI-LO		
	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE
ANCHO DE CHASIS	63	70	75
ALTURA DE ASIENTO SOBRE EL SUELO	25-64	30-58	41-61
ÁNGULO DE ASIENTO (INCLINACIÓN EN ESPACIO) GRADOS	15° DELANTE 25° DETRAS		
ÁNGULO DE RESPALDO EN GRADOS	5° DELANTE 20° DETRAS		
ALTURA DE REPOSAPIÉS A ASIENTO	23-30	30-42	38-51
ELEVADOR ADICIONAL	18-28	20-32	28-41
ANCHO DE ASIENTO CON GUÍA DE CADERA SIN GUÍA DE CADERA	15-23 30	22-29 36	28-36 43
PROFUNDIDAD DE ASIENTO CON KIT MINI (SOLO TALLA PEQUEÑO)	20-30 18-28	28-41	38-51
ALTURA REPOSABRAZOS POR ENCIMA DEL ASIENTO	13-19	18-27	18-27
ANCHO SOPORTES DE TRONCO	14-29	17-30	24-36
ALTURA DE RESPALDO	32-29	39-48	48-61
ALTURA REPOSACABEZAS POR ENCIMA DEL ASIENTO	37-53	44-62	50-75
CARGA MÁXIMA	34KG	68KG	102KG