

Datos técnicos





	Ocean	Ocean 24"	Ocean XL	Ocean Vip	Ocean E Vip
Código	1534327	1534329	1534328	1470000	1471208
				1470712	
				1470713	

Características técnicas

Ancho de asiento	480mm (A)	480mm (A)	480mm (A)	500mm (A)	480mm (A)
Profundidad de asiento	450mm (B)	450mm (B)	450mm (B)	450mm (B)	450mm (B)
Altura de asiento	475-600mm (C)	475-600mm (C)	475-600mm (C)	510-610mm (C)	500-1050mm (C)
Ancho total	560mm (D)	675mm (D)	640mm (D)	595mm (D)	730mm (D)
Profundidad total	900mm (E)	1060mm (E)	900mm (E)	1060mm (E)	1010mm (E)
Altura total sin reposacabezas	940-1070mm(F)	940-1070mm(F)	940-1070mm(F)	1085-1185mm(F)	1070-1620mm(F)
Profundidad total sin reposapiés	700mm (G)	855mm (G)	700mm (G)	845mm (G)	1010mm (G)
Profundidad de la paleta	155mm (H)	155mm (H)	155mm (H)	160mm (H)	155mm (H)
Altura hasta el reposabrazos	680-850mm(I)	680-850mm (I)	680-850mm (I)	720 - 860mm(I)	730-1320mm (I)
Altura del reposapiés al asiento	255-495mm (J)	255-495mm (J)	255-495mm (J)	345-465mm (J)	345-465mm(J)
Altura del suelo a la parte más baja del asiento : con guías para cubeta sin guías para cubeta	390-520mm(K) 410-540mm(K)	390-520mm(K) 410-540mm(K)	390-520mm(K) 410-540mm(K)	420-520mm(K) 440-540mm(K)	420-970mm(K) 465-1015mm(K)
Altura del asiento al reposabrazos	210 / 250mm (L)	210 / 250mm (L)	210 / 250mm (L)	215 / 245mm (L)	230 / 270mm (L)
Distancia entre reposabrazos	460mm (M)	460mm (M)	540mm (M)	475mm (M)	470mm (M)
Ancho abertura inodora	205mm	205mm	205mm	205mm	205mm
Profundidad abertura inodora	320mm	320mm	320mm	320mm	320mm
Angulo de basculación del asiento	-	-	-	0°-35°	-5° - 35°
Ruedas	5" (127mm)	24" (610mm)	5" (127mm)	5" (127mm)	5" (127mm)

Más información

Peso	14,5kg	19,5kg	14,5kg	23,5kg	39kg
Peso máx. usuario	150kg	150kg	180kg	150kg	150kg
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco

Ocean

Ocean 24"

Ocean XL

Ocean Vip

Ocean E-Vip
