



#### ESPECIFICACIONES STD

- Silla de plástico ligero, fácil de montar, totalmente plegable.
- Asiento y respaldo ajustables fácilmente.
- Altura asiento suelo ajustable.
- Incluye: cinturón de pecho y cinturón piernas.
- Material permeable, transpirable y con funda lavable.



#### AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES

MÁXIMA FACILIDAD DE AJUSTE, CUBRE LAS NECESIDADES DE LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS.



SOPORTE DE DUCHA



SOPORTE DE BAÑERA



# BLUEWAVE

CONFORTABLE Y ADAPTABLE



La silla de ducha Bluewave combina su gran utilidad y confort con un diseño funcional. Es la solución ideal para que el niño se coloque cómodamente en el momento de ducharse o bañarse facilitando la tarea de su cuidador. Cabe destacar que es de fácil manejo y se ajusta sin necesidad de herramientas. Además dispone de cinturones y reposacabezas, posibilitando una óptima postura de sentado. Dispone de 3 tallas en color azul.

| CUADRO DE MEDIDAS                          | PEQUEÑO                 | MEDIANO | GRANDE |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO                     | 33                      | 33      | 42     |
| ANCHO DE ASIENTO                           |                         | 37      |        |
| ALTURA DEL RESPALDO                        | 46                      | 64      | 81     |
| ALTURA DE ASIENTO                          |                         | 5-18    |        |
| ALTURA DE ASIENTO (INCL. SOPORTE BAÑERA)   |                         | 28-43   |        |
| ALTURA DE ASIENTO (INCL. SOPORTE DE DUCHA) |                         | 71      |        |
| LONGITUD MÁXIMA                            | 83                      | 98      | 126    |
| ANCHO BASE                                 |                         | 43      |        |
| LONGITUD BASE                              |                         | 76      |        |
| ALTURA SOPORTE DE BAÑO                     |                         | 25      |        |
| LONGITUD SOPORTE DE BAÑO                   |                         | 81      |        |
| ANCHO SOPORTE DE BAÑO                      |                         | 43      |        |
| ALTURA SOPORTE DE DUCHA                    |                         | 53      |        |
| ANCHO SOPORTE DE DUCHA (INCL. RUEDAS)      |                         | 69      |        |
| LONGITUD SOPORTE DE DUCHA (INCL. RUEDAS)   |                         | 84      |        |
| CARGA MÁXIMA                               | 27KG                    | 54KG    | 73KG   |
| RESPALDO Y ASIENTO AJUSTABLE EN ÁNGULO     | 0°, 22°, 45°, 67° Y 90° |         |        |

REHAGIRONA.COM

98 BAÑO E HIGIENE



#### ESPECIFICACIONES STD

- Asiento anatómico.
- Chasis de acero inoxidable.
- Altura de asiento regulable mediante pistón neumático y altura regulable.
- 4 ruedas dobles de 100 mm direccionables con bloqueo.




#### AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES

MÁXIMA FACILIDAD DE AJUSTE, CUBRE LAS NECESIDADES DE LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS.



ÁNGULO DE BASCULACIÓN



AEROMESH™



AEROMESH™ CINTURÓN DE DUCHA DE SECADO RÁPIDO, MONTADO EN EL PECHO

# BORIS

SOPORTE ANATÓMICO



Boris puede utilizarse como silla higiénica o silla de baño. Es ideal para ambientes acuáticos, piscinas, duchas, etc. El asiento con forma anatómica está fabricado en polietileno. Esta forma proporciona un muy buen soporte de tronco y una posición de sentado estable. El chasis, cuyas partes metálicas están fabricadas de acero inoxidable, es muy estable y fácil de limpiar. La altura del asiento es ajustable en 5 posiciones. Pueden incorporarse sistemas de sujeción AEROMESH™ para mejorar y hacer más cómoda la posición de asiento en sedestación.

| CUADRO DE MEDIDAS         | T.0      | T.1   | T.2   | T.3   | T.4 |
|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-----|
| ANCHO DE ASIENTO ANTERIOR | 31       | 36    | 41    | 46    | 51  |
| ANCHO ASIENTO POSTERIOR   | 26       | 31    | 36    | 41    | 46  |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO    | 31       | 36    | 41    | 46    | 48  |
| ALTURA RESPALDO           | 49       | 51    | 56    | 61    | 65  |
| BASCULACIÓN               | -5°/-30° |       |       |       |     |
| ALTURA LIBRE WC           | 47-57    | 45-55 | 42-52 |       |     |
| ANCHO TOTAL               | 56       | 61    | 63    | 71    | 74  |
| LONGITUD TOTAL            | 65       | 65    | 65    | 70    | 70  |
| CARGA MÁXIMA              | 60KG     | 80KG  | 100KG | 150KG |     |

**schuchmann**  
www.schuchmann-wehs.de

REHAGIRONA.COM

99 BAÑO E HIGIENE