



ESPECIFICACIONES STD

- Paneles y controles en PU
- Cinchas para la de-rotación torácica y pélvica, con controles laterales.
- Bloqueadores de rodilla.
- Regulación de ángulo suave y simple mediante actuador eléctrico.
- Bloque abductor (sólo para talla 3).



UNA GRAN AYUDA TERAPÉUTICA

- Mejora la presión y circulación sanguínea.
- Facilita la digestión, el tránsito intestinal y el vaciado de la vejiga.
- Estimula el desarrollo de los huesos y la musculatura.
- Ofrece una nueva perspectiva y otras formas de participación.
- Mejora la respiración y el habla.
- Alivia la presión provocada por la sedestación.
- Gracias al buen soporte, ayuda a los niños a integrarse en las actividades diarias.
- Facilita las habilidades e integración social.



COLORES



AZUL ROSA LIMA



ROJO NEGRO

COLORES CHASIS



NEGRO

SUPINE STANDER

ROBUSTO Y SENCILLO



CONTROL DE CABEZA



CONTROL DE TRONCO Y PÉLVICO



CONTROL DE RODILLA



INNOVADORAS CINCHAS DE CADERA Y DE PECHO



El Supine Stander de Jenx es un bipedestador robusto y fácil de usar. Ofrece soporte y seguridad sin igual en tres tamaños. Es adecuado tanto para niños desde los 9 meses como para adultos de hasta 100Kg.

La bipedestación es un proceso dinámico, que requiere pequeños movimientos de muchas articulaciones, junto con el control de las extremidades. El Supine Stander está diseñado para dar el mejor apoyo a las articulaciones pero permitiendo su movimiento, ejercitando el equilibrio y facilitando el desarrollo.

Desarrollado a partir de aportaciones significativas de padres y cuidadores, está cuidadosamente diseñado con el foco puesto en el usuario. ¡El usuario es lo principal!

Su facilidad de uso junto con su cuidadosamente estudiado diseño y su durabilidad, hacen del Supine Stander la mejor opción tanto para niños como para adultos de cualquier edad.

CUADRO DE MEDIDAS	SUP01	SUP02	SUP03
EDAD DEL NIÑO (APROXIMADA)	9MESES-4AÑOS	3AÑOS-11AÑOS	10AÑOS-18AÑOS
BASE	57,5-66	65-99,5	65-99,5
INCLINACIÓN (SUPINO) (90°=VERTICAL)	80°-0°		
ALTURA MÁXIMA	105,5	145,5	190
ANCHO DE PECHO	13-31	13-31	22-44
ANCHO DE CADERA	13-31	13-31	24-44
SOPORTE DE RODILLAS	13-31	13-31	24-44
ALTURA DEL REPOSAPIÉS	50-107	90-147	154-164
PROFUNDIDAD MESA	37		
ANCHURA DE LA MESA	68	70,5	70,5
CARGA MÁXIMA	25KG	50KG	100KG