



### ESPECIFICACIONES STD

- Parte superior del Supino abatible para trabajar el control de cabeza del usuario.
- Brazos plegables y ajustables en ángulo para fomentar el control superior del cuerpo.
- Los soportes laterales se pueden mover hacia fuera, para ayudar en las transferencias.
- Ajustable en ángulo de 0° a 85° para una posición precisa.
- Ruedas con bloqueo antiretroceso
- Reposapiés ajustable en altura
- El Supino talla grande facilita las transferencias. La manecilla baja el Supino a 53 cm (altura de silla) para una transferencia sentado. Levante el Supino hasta 76 cm para acomodar al usuario a otras transferencias.



POSICIÓN SUPINA AJUSTABLE



RUEDAS DE DOBLE BLOQUEO



LAS SANDALIAS Y LAS CUÑAS AYUDAN A DISTRIBUIR EL PESO DE MANERA UNIFORME

# SUPINO

ADAPTATIVO Y ESTABLE



El bipedestador Supino es muy estable, completamente ajustable y se inclina fácilmente. El ajuste de altura proporciona versatilidad adaptándose a las necesidades de distintos usuarios.



**Medidas clave del usuario:** Altura.  
**Pequeño:** 76-127  
**Grande:** 117-183

CUADRO DE MEDIDAS	PEQUEÑO	GRANDE
LONGITUD Y ANCHURA DE LA TABLA	130X42	1880X48
DISTANCIA ENTRE LATERALES	18-33	23-41
ALTURA EN HORIZONTAL	72	53-76
ALTURA EN VERTICAL	138	188
LONGITUD Y ANCHO DE LA BASE	95X69	118X75
CARGA MÁXIMA	45KG	114KG



### ESPECIFICACIONES STD

- Cincha para cintura ajustable fácilmente
- Soporte de rodillas ajustables fácilmente sin herramientas. Son deslizables.
- Ruedas con bloqueo antiretroceso
- Ajustable en ángulo de 0° a 85° para una posición precisa.
- Bandeja reposapiés ajustable en altura.



FÁCIL DE CALIBRAR DE 0° A 85° DE VERTICAL A HORIZONTAL



ALTURA AJUSTABLE FÁCILMENTE



### COLORES



ROJO



AZUL

# PRONO


EVOLUCIÓN EN CRECIMIENTO



El bipedestador Prono es uno de los mejores del mercado. El niño puede crecer con el producto y los ajustes son muy fáciles de realizar tanto para los padres como para los terapeutas.

CUADRO DE MEDIDAS	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE
LONGITUD DE LA TABLA	60 (41*)	76	99
ANCHURA DE LA TABLA (SUP/INF)	32/32	28/41	38/48
DISTANCIA SUPERIOR DE LA TABLA HASTA REPOSAPIÉS	46-89	84-110	107-140
ALTURA HORIZONTAL	75	75	80
ALTURA VERTICAL	98	116	152
DISTANCIA ENTRE LATERALES	20-41	20-41	30-56
ANCHO DE BASE	61	66	76
LONGITUD DE BASE	89	99	109
ANCHURA BANDEJA INTERIOR (PUNTO MÁS ANCHO)	57	57	75
LONGITUD BANDEJA INTERIOR	44	44	44
CARGA MÁXIMA	45KG	68KG	91KG

\* Sin soportes de rodillas



**Medidas clave del usuario:** Altura.  
**Pequeño:** 64-122  
**Mediano:** 112-150  
**Grande:** 145-183