



INDICACIONES

- Control postural en cabeza, tronco, pelvis, piernas y en posición decúbito.
- Prevención de UPP
- Para uso en pacientes con deformidades moderadas y severas
- Lateralizaciones
- Escoliosis
- Lordosis
- Rotaciones
- Cifosis
- Reducción de la hipertoniá
- Confort
- Grandes deformidades (Colchón)



CARACTERÍSTICAS



- Sistema de vacío de ajuste estable durante semanas
- Fácil moldeado
- Modificable en el tiempo
- Cubierta opcional de espuma viscoelástica.
- Fácil de limpiar

BODYMAP


SISTEMA DE VACÍO



Sistema de vacío que actúa como soporte cómodo y efectivo. Son especialmente indicados para pacientes con escoliosis, o alguna deformación en el tronco. La estabilización y el adecuado posicionamiento ofrece a los usuarios el mejor confort.



BODYMAP A




TALLA	A	B
1	25 CM	30 CM
2	30 CM	30 CM
3	30 CM	35 CM
4	35 CM	40 CM
5	40 CM	45 CM
6	45 CM	45 CM
7	50 CM	50 CM

BODYMAP B




TALLA	A	B
1	40 CM	30 CM
2	50 CM	40 CM
3	60 CM	50 CM
4	70 CM	60 CM

BODYMAP C




TALLA	A	B	C	D
1	25 CM	50 CM	55 CM	27 CM
2	30 CM	60 CM	55 CM	30 CM
3	35 CM	70 CM	65 CM	32 CM
4	40 CM	80 CM	75 CM	35 CM
5	45 CM	90 CM	85 CM	37 CM
6	50 CM	95 CM	90 CM	40 CM

BODYMAP AB




TALLA	A	B
1	25 CM	60 CM
2	30 CM	70 CM
3	35 CM	80 CM
4	40 CM	90 CM
5	45 CM	100 CM
6	50 CM	110 CM

BODYMAP AC



TALLA	A	B	C	D
1	25 CM	90 CM	55 CM	27 CM
2	30 CM	105 CM	55 CM	30 CM
3	35 CM	120 CM	65 CM	32 CM
4	40 CM	135 CM	75 CM	35 CM
5	45 CM	145 CM	85 CM	37 CM
6	50 CM	155 CM	90 CM	40 CM

BODYMAP K



TALLA	A	B
1	40 CM	60 CM
2	70 CM	150 CM
3	90 CM	200 CM
4	120 CM	200 CM

*Pueden ser fabricados a medida