



ESPECIFICACIONES STD

- Chasis de aluminio ultraligero.
- Totalmente plegable.
- Bloqueo en ruedas traseras para circulación en un solo sentido.
- Todas las ruedas son macizas.
- Empuñaduras regulables.



SUSTENTADOR PÉLVICO



CONTROL DINÁMICO DE CADERA



EMPUÑADURAS REGULABLES



COLORES



T1 T2



T3 T4

HOGGI®

FLUX

MOVIMIENTO NATURAL



Flux es un andador posterior que facilita el movimiento natural. Caminar en la dirección libre de cualquier parte estructural del Flux, alienta la postura erguida y ayuda a andar con naturalidad. Además, su robusta estructura, y a la vez muy ligera, transmite confianza y promueve un movimiento seguro caminando. El innovador sistema antirretroceso garantiza una alta seguridad, a la vez que se puede desconectar, permitiendo movimiento hacia delante y hacia atrás. Flux "crece con el niño", gracias a la regulación en altura y profundidad de la barra de apoyo y agarre. Sus 4 tallas y una gran variedad de accesorios hacen del Flux un andador posterior apto para muchos niños, jóvenes y adultos.

CUADRO DE MEDIDAS	T1	T2	T3	T4
BARRA ESTÁNDAR				
ALTURA DESDE EL SUELO	48-61	57-81	69-87	82-102
ANCHO	41	46	51	51
BARRA CON EMPUÑADURA AJUSTABLE EN ROTACIÓN				
ALTURA DESDE EL SUELO	43-68	51-88	62-94	75-102
ANCHO	26-41	34-46	39-51	39-51
SOPORTES ANTEBRAZOS CON EMPUÑADURAS				
ALTURA DESDE EL SUELO	48-69	57-89	69-95	82-110
ANCHO	29-41	34-46	39-51	39-51
CHASIS				
LARGO TOTAL	65	81	88	91
ANCHO TOTAL	64	69	74	78
ALTURA ASIENTO	37	44	54	58
DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS/TRASERAS	15/20	15/20	15/20	15/20
CARGA MÁXIMA	60KG	70KG	75KG	100KG
PESO	6,5KG	6,8KG	7,1KG	9,1KG

REHAGIRONA.COM



ESPECIFICACIONES STD

- Empuñaduras regulable en altura y ancho.
- Base regulable en profundidad telescópicamente.
- Ruedas de 150mm en talla 0 y 1 y 200mm en talla 2.
- Chasis de aluminio (talla 2 plegable).



EMPUÑADURAS REGULABLES



MODELO ESTÁNDAR



MODELO TELESCÓPICO



COLORES



T0, T1 ROSA T0, T1 AZUL CLARO



T2 AZUL OSCURO T2 ROJO

61 MOVILIDAD

schuchmann
www.schuchmannreha.de

MARCY

INDEPENDENCIA Y MOVILIDAD



Marcy es un andador anterior, después de escuchar las peticiones de usuarios hemos desarrollado el verdadero andador para niños Marcy. Sus estudiadas dimensiones y todas sus opciones permiten al niño una máxima independencia y movilidad. Las empuñaduras ajustables de forma individual nos permite corregir y ayudar a una mejor postura, destacar también que nos ofrece la posibilidad de regular la profundidad de la base (chasis telescópico) aumentando así la estabilidad si es necesario.

CUADRO DE MEDIDAS	T0	T1	T2
ALTURA EMPUÑADURA	30-47	38-59	53-75
ANCHO EMPUÑADURA	18-32	22-36	30-44
ALTURA SOPORTES ANTEBRAZOS	41-58	49-70	63-85
ALTURA ASIENTO	25	30	45
ANCHO TOTAL	44	48	62
LARGO TOTAL	36,5	42,5	57,5
LARGO TOTAL MODELO TELESCÓPICO	39-47	45-55	60-74
CARGA MÁXIMA	20KG	30KG	50KG
PESO	4,2KG	5KG	7,4KG

REHAGIRONA.COM

60 MOVILIDAD