



ESPECIFICACIONES STD

- Chasis de aluminio ultraligero.
- Totalmente plegable (excepto talla 0).
- Bloqueo en ruedas traseras para circulación en un solo sentido.
- Todas las ruedas son macizas.



UNA GRAN AYUDA TERAPÉUTICA

ADAPTABLE AL CRECIMIENTO DEL NIÑO. TODA LA GAMA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HIGIÉNICOS, TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR UNA FUNCIÓN TERAPÉUTICA REAL. DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS.



COLORES



T0



T1



T1



T2



T2



T3 Y T4



T3 Y T4

MALTE

MOVIMIENTO Y ESTIMULACIÓN



BLOQUEO DE DIRECCIÓN



PLEGABLE





BRAZOS AJUSTABLES
EN ALTURA



EL SISTEMA DE PLEGADO
ÚNICO FACILITA EL MANEJO

El nuevo Malte es un andador posterior que ayuda a los niños con dificultades para andar y mantenerse en equilibrio, a la vez que les permite moverse de forma independiente sin ayuda ajena. Este andador ofrece una gran seguridad y estabilidad para estar de pie o andar. Está dotado de un sistema antirretroceso que hace más práctico su uso, ya que permite caminar sólo hacia adelante. La regulación independiente de los apoyamanos nos permite corregir la postura indirectamente. Es plegable lo cual lo hace ideal para el transporte.



CUADRO DE MEDIDAS

	T0	T1	T2	T3	T4
A1- ALTURA TOTAAL	29-53	34-58	51-75	68-94	84-113
A2- ALTURA DE EMPUÑADURAS	-	46-70	63-87	79-103	98-124
B- DISTANCIA ENTRE EMPUÑADURAS	22-36	22-36	30-44	38-52	43-57
C- ALTURA ASIENTO	-	33	45	60	70
ANCHO TOTAL	52	51	61	68	75
LARGO TOTAL	58	58	70	77	87
ALTURA CHASIS (PLEGADO)	37	24	28	32	37
MEDIDAS PARA EL TRANSPORTE	38X52X37	58X52X24	70X61X28	77X67X32	87X75X37
CARGA MÁXIMA	20KG	30KG	50KG	75KG	100KG
PESO	3,9KG	7,1KG	8,3KG	8,5KG	10,2KG