



ESPECIFICACIONES STD

- Almohadilla de tronco.
- Almohadillas sentado con tope posterior.
- Bloqueador de dirección.
- Barra de apoyo.
- Freno de estacionamiento.



UNA GRAN AYUDA TERAPÉUTICA

TODA LA GAMA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HIGIÉNICOS, TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR UNA FUNCIÓN TERAPÉUTICA REAL. DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS.



COLORES



MINI



PEQUEÑO



MEDIANO



GRANDE


MEYWALK 4

MAYOR CALIDAD DE VIDA



El Meywalk 4 es un andador pensado para pacientes que requieren un alto grado de ayuda y apoyo para poder levantarse y caminar. Aumentará la calidad de vida del usuario notablemente al ofrecer la posibilidad de poder participar activamente en las actividades cotidianas. Meywalk 4 está disponible en cuatro tallas (mini, pequeño, mediano y grande) y se ajusta a las necesidades y tamaño de cada usuario. Todos los ajustes se hacen fácilmente. El soporte del asiento y el tronco del andador ayuda al usuario a mantener el cuerpo erguido, se puede ajustar continuamente en altura para que el andador pueda crecer junto al usuario.

meyland-smith



5 MUELLES DE DIFERENTES INTENSIDADES DE FUERZA



GUÍA PARA LAS PIERNAS



BARRA DE APOYO



CUADRO DE MEDIDAS	MINI	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE
LONGITUD	80	85	93	110
ANCHO EXTERIOR	56	62	62	68
ANCHO ACCESO (ANCHO INTERIOR)	44	49	50	57
ALTURA DE ASIENTO	28-46	44-67	60-84	80-104
ALTURA SOPORTE DE TRONCO	55-77	74-99	101-133	120-152
RUEDAS DELANTERAS	200X30MM	200X30MM	200X30MM	200X30MM
RUEDAS TRASERAS	275X40MM	275X40MM	275X40MM	275X40MM
CARGA MÁXIMA	80KG	100KG	130KG	130KG
PESO	20KG	25KG	32KG	34KG