



### ESPECIFICACIONES STD

- Realiza transferencias en posición sentado.
- Realiza transferencias en posición elevación.
- Proporciona la deambulación asistida.
- Báscula incorporada.



### MUY FÁCIL DE USAR

TRAM FUE GALARDONADA CON EL PREMIO MEDICAL DESIGN EXCELLENCE AWARD 2013.



APERTURA



ELEVACIÓN

# TRAM

TRANSFERENCIA Y MOVILIDAD



Tram, es un dispositivo de movilidad que combina la transferencia de sentado o de pie (elevación), bipedestación y deambulación asistida para todo tipo de pacientes. Intuitivo para los cuidadores y perfecto para un entorno de trabajo seguro.

## 1- TRANSFERENCIA SENTADO (IDEAL PARA WC)



## 2- BIPEDESTACIÓN



## 3- DEAMBULACIÓN ASISTIDA



SISTEMA DE SOPORTE CORPORAL



BÁSCULA



BOTÓN ELEVACIÓN



BLOQUEO DE DIRECCIÓN EN LAS RUEDAS



### Medidas clave del usuario:

Circunferencia.

**Min.** 56cm

**Max.** 152cm

CUADRO DE MEDIDAS	ESTÁNDAR	LOW-BASE
LONGITUD TOTAL		116
ANCHURA TOTAL		70-102
ALTURA TOTAL		110-147
DIÁMETRO DE GIRO		127
ALTURA DESDE EL SUELO A LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE	17,5	10,5
ALTURA MÍNIMA DEL SUELO A LA AXILA DEL USUARIO		77
ALTURA MÁXIMA DEL SUELO A LA AXILA DEL USUARIO		193
PESO		32KG
CARGA MÁXIMA		160KG