

## ● SP 14 GO-GO LX CONFORTABLE DE 4 RUEDAS



### Nuevo modelo de scooter GO-GO LX con suspensión


De gran confort y reducidas dimensiones, con las prestaciones de scooters de mayor tamaño. Incorpora suspensión independiente en cada rueda y un mayor tamaño de la plataforma de apoyo de los pies, esto le hace un scooter muy confortable y permite un uso más continuado con un rendimiento óptimo en exteriores. Incluye luces led delanteras para mayor seguridad en sus viajes. Se desmonta fácilmente con una sola mano, en cuestión de segundos. Scooter ideal para viajar y colocarlo en la mayoría de maleteros de coches. Asiento giratorio para facilitar el acceso y regulable en altura.



Los scooters GO-GO incorporan de serie 2 kits de colores para personalizarlos en pocos minutos.

### Baterías extraíbles

Permite realizar la carga tanto en el propio scooter como fuera de él. También dispone de punto de carga en el volante.



Suspensión independiente en cada rueda y luces led delanteras.



Video disponible en [ayudasdinamicas.com](http://ayudasdinamicas.com)

**136 kg**  
máximo

Desmontable en 5 partes para facilitar su transporte, siendo la parte más pesada de 16 kg



MODELO	ANCHO ASIENTO	RADIO DE GIRO	GRADO DE INCLINACIÓN	RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	POTENCIA MOTOR	BATERÍAS	VELOCIDAD*	AUTONOMÍA*	PESO TOTAL
SP 14	43 cm	114 cm	6° ó 10,5 %	180 mm	200 mm	270 W	2 x 12 V 18 Ah	7 km / h	23 km	55 kg

\* La velocidad y la autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.