

adas  
MOBILITY



**Eclipse**

El ECLIPSE es un scooter muy compacto, desmontable en 5 partes con un diseño moderno y elegante, que ofrece unos niveles de estabilidad y maniobrabilidad excelentes al usuario.

Todos los controles se han diseñado ergonómicamente para garantizar la facilidad de uso.

El ECLIPSE se puede configurar con dos baterías: de 12 o 21Ah y gracias a que son extraíbles es posible cargarlas tanto en el scooter como fuera de él.

Ruedas antipinchazos y sin mantenimiento.

Desmontable

Muy compacto

2 baterías a elegir





● Cesta portaobjetos incluida

● Mochila y funda incluida

● Controles de conducción ergonómicos y precisos

● Reposabrazos regulables y abatibles

● Asiento regulable en altura de 43 a 44cm y giratorio

● Neumáticos antihuella

● Ruedas antipinchazos sin mantenimiento



## Características

● Disponible en



Verde

● Desmontable en 5 Partes



## Especificaciones Técnicas

Modelo	ST2Eclipse	ST2EclipsePlus
Longitud	98,5cm	98,5cm
Ancho total	48cm	48cm
Ancho asiento	43 x 40cm	43 x 40cm
Altura libre al suelo	8cm	8cm
Radio de giro	115cm	115cm
Grados de inclinación	12° o 21%	12° o 21%
Ruedas delanteras	190mm	190mm
Ruedas traseras	215mm	215mm
Potencia motor	270w	270w
Baterías	2 x 12v 12Ah	2 x 12v 21Ah
Velocidad máxima*	6,5km/h	6,5km/h
Autonomía*	15km	29 km
Peso total	45kg	48kg
Peso máximo de carga	132kg	132kg

\* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso)