



**Estabilidad, fiabilidad y durabilidad: el scooter  
Invacare *Orion***

El scooter **Orion** dispone de todas las características en cuanto a seguridad y estabilidad para asegurar una conducción suave y sin riesgo. Si le gusta ir de compras o hacer largos recorridos, el scooter Invacare **Orion** le proporcionará toda la libertad e independencia que necesita. Combinando ergonomía y estilo, **Orion** es la elección perfecta para desplazarse y relajarse a la vez.



Trusted Solutions, Passionate People





**Características**

**Fiable y cómodo**

El manillar anatómico del **Orion** es regulable en ángulo mediante palanca. Su posición ergonómica permite aliviar al máximo los miembros superiores del conductor incluso durante largos viajes. El asiento acolchado de gran calidad, asegura un viaje cómodo y sin esfuerzo. Además, el **Orion** está equipado con un limitador de velocidad electrónico que reduce automáticamente la velocidad del scooter en las curvas para una total seguridad.

**Una electrónica inteligente para más seguridad**

Un indicador sonoro (pitido) y visual (luz) avisan cuando es necesario recargar las baterías. La palanca de desembrague en 2 tiempos impide que el freno motor se libere de forma involuntaria.

A nivel de fiabilidad y seguridad, el **Orion** está certificado con el TÜV alemán y cumple con las normas sanitarias europeas.



**4 suspensiones**

Las suspensiones delanteras y traseras proporcionan una conducción confortable y segura garantizando una tracción máxima.



**Limitador de velocidad**

Para más seguridad y estabilidad, la velocidad del **Orion** se reduce de forma automática en las curvas.



**Luces de freno**

Las luces traseras avisan a los demás cuando el scooter frena.

**Datos técnicos <sup>1</sup>**

Invacare <b>Orion</b>	510 mm	470 mm	420 - 495 mm	510 mm	625 mm	1290 mm
Invacare <b>Orion</b>	78 kg	136 kg	2 x 50 Ah	2800 mm	80 mm	90 mm
			<p><b>1/</b> Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.</p> <p><b>2/</b> Potencia puntual</p>			
Invacare <b>Orion</b>	42 km	10 km/h				

**Color**



Plata

Azul Onyx

**Color tapizado**



Vinilo negro

