

RubiX2[®]





Robusta, configurable y muy ajustable

Características Standard

- Chasis de aluminio plegable, con cruceta de 3 brazos
- Profundidad de asiento ajustable de 41 a 51 cm
- Respaldo ajustable en tensión, regulable en altura de 41 a 46 cm
- Ajuste del centro de gravedad de -5 hasta 5 cm
- Reposapiés abatibles hacia dentro y fuera, ajustables en ángulo (+ / - 15°)
- Reposabrazos ajustables en altura (19 a 31 cm) y longitud (22 a 34 cm).
- Altura de asiento desde 37,5 a 53 cm
- Hangers a 70° (longitud de pierna ajustable de 35 a 50 cm)
- Disponible en 3 colores: azul, rojo brillante o gris plata brillante




Cojín Jay Basic opcional

La configuración standard incorpora reposabrazos ajustables en altura de serie (no mostrados en la imagen)

Muy ajustable y robusta

Breezy RubiX2 incorpora múltiples posibilidades de ajustes y adaptaciones. Permite regular: la profundidad, la altura y el ángulo del asiento, la altura del respaldo, el centro de gravedad y la longitud del reposabrazos. Además esta disponible en 3 colores distintos: azul, rojo brillante y gris plata brillante.

Con estructura de aluminio de gran resistencia y cruceta de 3 brazos que aporta mayor soporte y rigidez a la silla.



Centro de gravedad y profundidad de asiento regulables independientemente.



Respaldo ajustable en tensión, regulable en altura de 41 a 46 cm.



Cruceta de 3 brazos que aporta una mayor rigidez a la silla (cruceta de 4 brazos en versión reforzada XL).

Altamente configurable...

RubiX2 se adapta fácilmente a las necesidades de diferentes tipos de usuarios.

Existe una **versión XL** para usuarios con un peso entre los 120 y los 170Kg (anchos de asiento 52 - 60 cm y profundidad de 41 a 51 cm). Además permite seleccionar múltiples opciones para adaptarse a **las necesidades de usuarios hemipléjicos**: sistema de hemiplejía, reposabrazos hemipléjico, freno de hemiplejía y altura de asiento inferior (de 37.5 y 40 cm) seleccionando rueda delantera de 6". Disponible también con **rueda trasera de 12"** para usuarios que no se autopropulsan.



Versión XL más robusta, para usuarios con un peso entre 120 y 170 kg (opción).



Disponible con rueda trasera de 12" y frenos de tambor.



Adaptable a las necesidades de usuarios hemipléjicos (opcional).

Opciones y accesorios


- Empuñaduras ajustables en altura
- Reposapiés elevables
- Respaldo reclinable (7 a -30°)
- Respaldo partido
- Cabecero
- Soporte bastones
- Ruedas de tránsito de 3"
- Tubos de cola
- Anti vuelcos retraíbles
- Soporte amputados
- Cinturón
- Respaldo ajustable en ángulo (-5 a 20°)
- Protectores de radios
- Mesa abatible
- Ruedas traseras de 12"
- Cojín
- Barra rigidizadora
- Alargador de freno
- Anclajes para el transporte en vehículos
- Extensión para el respaldo
- Frenos de tambor...




RubiX2®

Robusta, configurable y muy ajustable

RubiX2®:



RubiX2® XL versión reforzada (hasta 170 kg):



Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm	Color de armazón:	Azul, rojo brillante o gris plata brillante
Anchura de asiento versión XL:	52 / 56 / 60 cm	Color de la tapicería:	Negro
Profundidad de asiento:	41 a 51 cm (ajustable)	Longitud de pierna:	35 a 50 cm (ajustable)
Altura de asiento:	37,5 a 53 cm (ajustable)	Peso máximo de usuario:	125 kg / 170 kg (versión XL)
Altura de respaldo:	41 a 46 cm (ajustable)	Peso máx.:	15,5 kg / 16,8 kg (versión XL)
Anchura total:	Ancho asiento + 19 cm (ruedas 24")	Peso de la parte mínima más pesada:	8.4 Kg (armazón)
Longitud total:	77 cm mín, 140 cm máx	Anchura plegada: (con ruedas)	30 cm
Altura total:	95 cm	Radio de giro:	desde 85 cm

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es