



**ESPECIFICACIONES STD**

- Silla plegable tipo paraguas.
- Ajuste de profundidad de asiento y altura de respaldo.
- Reposapiés independientes y abatibles ajustables en altura.
- Cinturón de 5 puntos.
- Tapicería extraíble y lavable.
- Ruedas delanteras giratorias de 175 macizas.
- Ruedas traseras de 265 macizas.
- Peso ligero.
- Car Crash Test ISO 7176/19.



RUEDAS TRASERAS MACIZAS



PLATAFORMA REPOSAPIÉS INDEPENDIENTES DE SERIE

# CORZO

FUNCIONALIDAD Y LIGEREZA



El cochecito de paseo Corzo es completamente plegable, con un diseño auténtico, funcional y ligero. Una de sus características fundamentales es que crece con el niño gracias a que es ajustable en profundidad de asiento y en la altura de respaldo. Incluye ruedas macizas de serie y un cinturón de 5 puntos, proporcionando una mayor seguridad. La lona de la tapicería es de alta resistencia, lo que permite mantener su forma por largo tiempo. Disponible en 4 tallas, hasta un peso máximo de usuario de 75kg.

CUADRO DE MEDIDAS	CRX30	CRX34	CRX38	CRX42
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	26-34	30-37	32-39	32-40
ANCHO DE ASIENTO	30	34	38	42
ALTURA DE RESPALDO	54-63	58-67	67-93	67-93
ALTURA ASIENTO-REPOSAPIÉS	31-44	32-46	29-45	35-52
ANCHO TOTAL	53	58	63	65
LONGITUD TOTAL	98	103	115	115
ALTURA TOTAL (CON EMPUÑADURA)	101-112	98-108	102-118	121-132
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO	20°	25°	25°	21°
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO	106°-111°	110°-114°	110°-114°	108°-112°
FRENO	PIE			
LARGO TOTAL PLEGADO	117	117	120	126
ANCHO TOTAL PLEGADO	32	32	35	37
ALTURA TOTAL PLEGADO	35	37	38	35
CARGA MÁXIMA	45KG	55KG	75KG	75KG
PESO	12,5KG	13KG	14KG	14,7KG



**ESPECIFICACIONES STD**

- Silla plegable tipo paraguas.
- Cinturón de 5 puntos.
- Reposapiés independientes, abatibles y ajustables en altura.
- Ruedas delanteras giratorias de 175 macizas.
- Ruedas traseras de 265.
- Tapizado Corzino Classic estándar.
- Tapizado Corzino muy confortable.
- Tapicería extraíble y lavable.
- Peso ligero.
- Car Crash Test ISO 7176/19.



PLATAFORMA REPOSAPIÉS INDEPENDIENTES DE SERIE



PLEGADO

# CORZINO CORZINO CLASSIC

CÓMODO Y PRÁCTICO



CORZINO

CORZINO CLASSIC

La silla de paseo Corzino está basada en el modelo Corzo, evolucionando hacia un rediseño de la tapicería, más anatómica y cómoda para ofrecer confort y protección, perfecta para aquellos niños que no requieran ajustes de respaldo o asiento. Estas características la hacen perfecta para la vida urbana, el transporte público o las salidas de ocio. Corzino Classic ofrece una versión de tapizado estándar.

CUADRO DE MEDIDAS	CNX30 CNC30	CNX34 CNC34	CNX38 CNC38	CNX42 CNC42
ALTURA DE RESPALDO	53	67	86	88
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	27	32	35	38
ANCHURA DE ASIENTO	30	34	38	42
ALTURA DEL ASIENTO AL REPOSAPIÉS	29-42	30-44	27-43	33-50
ÁNGULO DE RESPALDO	106°-111°	110°-114°	110°-114°	108°-112°
REGULACIÓN ÁNGULO DE ASIENTO	22°	23°	24°	21°
LONGITUD TOTAL	98	103	115	115
ANCHO TOTAL	53	58	63	65
ALTURA TOTAL (CON MANIJA DE AJUSTE)	101	105	110	121
FRENOS	PIE			
LARGO TOTAL PLEGADO	117	117	120	126
ANCHO TOTAL PLEGADO	32	32	35	37
ALTURA TOTAL PLEGADO	35	37	38	38
CARGA MÁXIMA	45KG	55KG	75KG	75KG
PESO	11,5KG	12,5KG	13,5KG	14,5KG



**COLORES**



G04

G05



**COLORES**



G02

G03



G06

G07