

AUTOCLAVE 15 LITROS CON IMPRESORA

REFERENCIA: EYD11101



AUTOCLAVE 15 LITROS CON IMPRESORA

PARA CARGAS CLASE B COMO MATERIAL POROSO-TEJIDO, PLASTICOS Y MATERIALES TERMORRESISTENTES, Y LIBRES DE ENVOLTURA.

IDEAL PARA DENTISTAS. EL SISTEMA ELECTRÓNICO GARANTIZA UNA MONITORIZACIÓN CONSTANTE DE LA PRESIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO. CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE CALENTADA UNIFORME POR UNA RESISTENCIA.

DOS DEPÓSITOS PARA AGUA PURA Y USADA. LLENADO AUTOMÁTICO DEL AGUA. 5 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN 121°C A 134°C PARA INSTRUMENTOS SUELTOS Y ENVOLSADOS Y UN CICLO "FLASH" RÁPIDO. VOLTAJE 230 V. DIMENSIONES 510X395X (H) 600MM. FRECUENCIA 50/60HZ. CONSUMO MÁXIMO 2000W. TIPO DE PROTECCIÓN PE. CLASE DE AISLAMIENTO I. MÁXIMA PRESIÓN 2,2BAR. CAPACIDAD CÁMARA 2,75 L. DIMENSIONES DE LA CÁMARA DIÁMETRO 245X320 MM. INCLUYE 4 BANDEJAS