



■ Impulssiegelgerät für die Sterilgutverpackung in der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis nach DIN 58953-7

■ Pulse sealing unit for sealing of sterile packing doctors' and dentists' surgeries, to DIN standards 58953 - 7

■ Appareil à souder emballages individuels de matériel stérile dans cabinets médicaux et dentaires, selon norme DIN 58953 – 7

■ Technische Daten

Schweißzeitkontrolle, wahlweise durch akustisches Signal oder Kontrolleuchte, umschaltbar

Foliendicke	2 x 0,2 mm
Folienbreite max.	250 mm
Siegelnahtbreite	8 mm
Siegelnahtlänge	250 mm

■ Technical data

Control of sealing time with acoustic signal or – alternative – with signal lamp (reversible)

Foil thickness	2 x 0,2 mm
Foil width	250 mm
Sealing seam	8 mm
Sealing seam length	250 mm

■ Caractéristiques techniques

Contrôle de la température de scellement par un signal acoustique ou une lampe – témoin (réversible)

Epaisseur du film	2 x 0,2 mm
Largeur du film	250 mm
Largeur de la soudure	8 mm
Longueur	250 mm

Netzanschluß	230V 50/ 60 Hz
Leistung	870 VA
Gerätemaß B x T x H	420x300x220 mm
Gewicht	10 Kg

Electric mains	230V 50/ 60 Hz
Output	870 VA
Dimensions w x d x h	420x300x220 mm
Weight	10 Kg

Raccordement secteur	230V 50/ 60 Hz
Puissance	870 VA
Dimensions de l'appareil l x p x h	420x300x220 mm
Poids	10 Kg

■ Zubehör

Ablagetisch Maße B x T	hd 250T 300x250 mm
---------------------------	-----------------------

■ Accessories

Side table Dimensions w x d	hd 250T 300x250mm
--------------------------------	----------------------

■ Accessoires

Table rallonge Dimensions l x h	hd 250T 300x250mm
------------------------------------	----------------------

SELLADORA MANUAL FABRICADA EN ACERO, SEÑAL ACUSTICA DE TIEMPO DE SELLADO, ANCHURA DE HOJA Y LONGITUD JUNTA DE SELLADO 250 MM. JUNTA DE SELLADO 8MM. ESPESOR DE LÁMINA 2X0.2MM. 230V 50/60HZ. 870VA. MEDIDAS. 420X300X220(H)MM. PESO 10KGRS. BANDEJA VISTA EN FOTOGRAFÍA OPCIONAL DE 300X250MM. EYD20778

Tuttnauer Europe b.v.

Paardeweide 36, 4824 EH, P.O.B. 7191, 4800 GD Breda, The Netherlands, Tel: +31 (0) 765423510, Fax: +31 (0) 765423540, E-mail: info@tuttnauer.nl, www.tuttnauer.com