



## LAMPARA DE QUIROFANO DE TECHO

REFERENCIA: LAM21843



LAMPARA DE TECHO PARA QUIROFANO, PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, CIRUGÍAS GINECOLÓGICAS Y DE AYUDA. CÚPULA CON CUATRO MÓDULOS INTERNOS, CADA UNO CON 7 LEDS (TOTAL DE 28 LEDS) APARECE EN UNA DISPOSICIÓN RADIAL CON LENTES QUE PERMITEN SIN SOMBRAS Y LA LUZ DE PROFUNDIDAD. EXTREMADAMENTE FÁCIL DE MANEJAR Y ESTABLE EN SU POSICIÓN. SE AJUSTA EL DIÁMETRO DE LA ZONA ILUMINADA GIRANDO EL MANGO (ESTERILIZABLE) EN EL CENTRO DEL REFLECTOR.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- INTENSIDAD DE LA LUZ: 100 000 LUX A 1 M DE DISTANCIA
- DIÁMETRO DEL REFLECTOR: 40 CM
- DIÁMETRO AJUSTABLE DE CAMPO ILUMINADO: 26-38 CM
- CAMPO DE LUZ DONDE LA ILUMINACIÓN ALCANZA EL 10% DE EC (D10): 24 CM
- CAMPO DE LUZ DONDE LA ILUMINACIÓN ALCANZA EL 50% DE EC (D50): 12 CM
- PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN IEC 60601-2-41 (L1 + L2) A 20%: 148 CM
- PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN IEC 60601-2-41 (L1 + L2) A 60%: 82 CM
- 28 LEDS DE 1 W CADA UNO - LA VIDA 50.000 HORAS
- TEMPERATURA DE COLOR: 4500 ° K  $\pm$  5%
- 96 CRI (ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA)
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100-240V - 50/60 HZ
- TOTAL IRRADIABA ENERGÍA EC 280 W / M<sup>2</sup>
- PESO (TECHO, MÓVIL, PARED) KG: 35 - 32 A 27