



## Silla de ruedas electrónica **Eltego**

La Eltego con su atractiva relación calidad-precio facilita el acceso a la clase compacta de B+B.

Su robusto chasis de aluminio y sus dimensiones, le garantizan un alto nivel de seguridad y movilidad, incluso en espacios reducidos.

El equipamiento de serie es inmejorable para sillas de su categoría. Respaldo reclinable y ajustable en tensión, reposapiés abatibles hacia adentro y hacia afuera, tirador ergonómico B+B de fácil manipulación, paletas con ajuste de ángulo, mando abatible y ajustable en profundidad e iluminación trasera autónoma. Con una autonomía de aprox. 32 km y una velocidad de 6 km/h.

### Equipamiento

|  |
|--|
| Ruedas antivuelco                              |
| Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles |
| Reposabrazos regulables en anchura y altura    |
| Cinturón de seguridad                          |
| Neumático PU                                   |

### Datos

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Capacidad de carga:       | 120 kg        |
| Peso total:               | 66,5 kg       |
| Anchura de asiento:       | 40 – 54 cm    |
| Profundidad de asiento:   | 44 cm         |
| Altura de asiento:        | 47,5 cm       |
| Altura de respaldo:       | 54 cm         |
| Reclinación de respaldon: | 90° – 60°     |
| Altura total:             | 103,5 cm      |
| Color del chasis:         | Azul metálico |

### **Particularidades:**

- Mando de conductor, abatible y regulable
- Amortiguación de ruedas traseras con suspensión individual
- Autonomía aprox. 25 km