



Saby-30/31

Silla de ruedas
manual de aluminio

FICHA TÉCNICA

más de **50 años** viviendo **sin límites**

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

Saby-30 / Saby 31



Saby-30

Saby-31

SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO PLEGABLE DE EMPUJE ASISTIDO O DE AUTOPROPULSIÓN

La silla de ruedas **Saby** está fabricada en aluminio con el chasis de color azul y sistema de doble cruceta para facilitar su plegado. Por su material de fabricación y diseño es muy ligera, pero a la vez resistente, admitiendo un peso máximo de 120 kg. Tapizada con tela ignífuga de color negro y su asiento tiene un ancho de 40, 42 y 45 cm.

Incorpora sistema Quick Release para extraer la rueda trasera con un solo clic.

Las ruedas traseras de la silla **Saby-30** tienen una medida de 300 mm, y las ruedas traseras de la silla **Saby-31** tienen una medida de 600 mm, estas últimas permiten al usuario autopropulsarse con la silla.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	Saby-30	Saby-31
Ancho total (talla 40)	55 cm	58,5 cm
Ancho total (talla 42)	57,5 cm	61 cm
Ancho total (talla 45)	60,5 cm	65 cm
Alto total	90 cm	90,5 cm
Profundidad total (talla 40)	97,5 cm	103,5 cm
Profundidad total (talla 42)	98,5 cm	103,5 cm
Profundidad total (talla 45)	99 cm	104,5 cm
Ancho total plegada	26 cm	29 cm
Alto del asiento al suelo	49 cm	49 cm
Peso	Saby-30	Saby-31
Peso total	12 kg	13,60 kg
Peso sin los reposapiés	10,45 kg	12,05 kg
Peso máximo soportado	120 kg	120 kg
Material	Aluminio	
Color	Azul	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento		
Ancho del asiento (talla)	40 cm / 42 cm / 45 cm	
Profundidad del asiento	40 cm	
Tipo de asiento	Fijo	
Material del asiento	Tela ignífuga	
Reposabrazos		
Ancho de reposabrazos	5 cm	
Largo del reposabrazos	24 cm	
Tipo de reposabrazos	Abatibles	
Reposapiés		
Altura del reposapiés (regulable)	38 a 49 cm	
Peso de los 2 reposapiés	1,55 kg	
Tipo de reposapiés	Individuales, regulables y extraíbles	
Material del reposapiés	Plástico y aluminio	
Respaldo		
Ancho del respaldo	40 cm / 42 cm / 45 cm	
Alto del respaldo	40 cm	
Tipo de respaldo	Fijo	
Material del respaldo	Tela ignífuga	
Ruedas		
	Saby-30	Saby-31
Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 30 cm	Ø 60 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm	3 cm
Ancho ruedas traseras	5 cm	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables	Macizas / Hinchables
Otras características		
Tipo de freno	Freno bloqueo	
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores	



Reposapiés extraíbles



Reposabrazos abatibles



Freno de aluminio



Silla plegable