



ESPECIFICACIONES STD

- Asiento acolchado.
- Acolchado de apoyo dorso-lumbar.
- Acolchados estabilizadores de tronco y pelvis.
- Chaleco HOLD&PULL.
- Taco abductor.
- Reposapiés con cinchas estabilizadoras.
- Estructura con ruedas equipadas con frenos.



REPOSAPIÉS CON CINCHAS ESTABILIZADORAS



RUEDAS EQUIPADAS CON FRENO



COLORES



T1



T2



T3

AKCESMED

JUMBO

SIMPLE Y FUNCIONAL



La silla de rehabilitación Jumbo ha sido diseñada para la sedestación inicial del niño. Es simple y funcional, fabricada en madera ecológica de alta resistencia, es agradable para el niño y su entorno. Gracias a su simplicidad en el diseño es muy fácil de usar y responde a su función de manera muy correcta. Los soportes de tronco ajustables ayudan en la corrección de problemas posturales.

CUADRO DE MEDIDAS	T1	T2	T3
ANCHO TOTAL	49	53	58
LONGITUD TOTAL	72	88	100
ALTURA TOTAL	81	93	104
ANCHO DE PELVIS	15-27	22-33	20-37
ANCHO DE PECHO	15-27	22-33	20-37
ALTURA RESPALDO + REPOSACABEZAS	42-62	48-69	62-97
LONGITUD RODILLA/PIE	17-34	23-44	23-44
LARGO PLATAFORMA PIE	13-31	18-38	30-54
CARGA MÁXIMA	30KG	45KG	75KG
PESO	13KG	18,5KG	26KG

REHAGIRONA.COM

OTROS PRODUCTOS

DALMATIAN



VERSIÓN MANUAL

VERSIÓN ELÉCTRICA

SMILLA



REHAGIRONA.COM