

Dolce Vita

EL MÁS COMPLETO DE SU CATEGORÍA



- ♣ Altas prestaciones: Con su motor de 400W, su autonomía de 40 km y una velocidad de 8km/h tendrá total libertad de movimientos.
- ♣ Máximo confort con el mejor equipamiento de su categoría.
- ♣ Desmontable para su traslado en el maletero del coche.
- ♣ Seguridad y diseño a su disposición

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita

SEGURIDAD



RETROVISORES:

Facilitan las maniobras y la localización de obstáculos, especialmente para personas con dificultad para girarse.



REPOSACABEZAS:

Protege cuello y columna del conductor (regulable en altura)

LUCES E INTERMITENTES:

Ayudan a ver y a ser vistos



PARACHOQUES:

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos

RUEDINES ANTIVUELCO



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita

CONFORT



ASIENTO DELUXE:

En cuero, con respaldo alto y reposacabezas.
Regulable en altura y en anchura
Gira 360° para facilitar acceso del ocupante.
Reposabrazos abatibles y regulables.



MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilita el giro y relaja la postura durante la conducción.



RUEDAS NEUMATICAS LLANTAS DE ALEACION:

Absorben mejor los impactos y se adhieren más al suelo, haciendo más agradable y segura la conducción en cualquier tipo de terreno.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita

CONFORT - DISEÑO



**CESTA PORTAOBJETOS
REVISTERO TRASERO**



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita

MANEJABLE - DESMONTABLE



**REGULADOR COLUMNA
DE DIRECCIÓN**



DESMONTABLE:

Permite transportar su scooter en el maletero del coche.

RADIO DE GIRO: 110 CM

Maniobrable incluso en espacios reducidos

DESEMBRAGABLE:

Permite su transporte en punto muerto



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR DOLCE VITA			
Longitud scooter	114-111 cm	Baterías	2x33 Ah
Anchura scooter	59 cm	Motor	400 W
Peso scooter (sin baterías)	66 kg	Velocidad máxima	8 km/h
Peso baterías	21 kg	Autonomía máxima	40 km
Peso total	87 kg	Radio de giro	110 cm
Asiento giratorio 360º	SI	Manillar	ergonómico
Asiento regulable en altura	SI	Diametro ruedas	23-25 cm
Asiento regulable en profundidad	NO	Tipo cubiertas	neumáticas
Respaldo asiento reclinable	NO	Color	burdeos
Anchura base asiento	47 cm	Retrovisores	SI
Profundidad base asiento	47 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	SI	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	SI
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes	SI
Partes en las que se desmonta	4	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI

Libercar se reserva el derecho a realizar cambios en el modelo sin previo aviso



114 cm 59 cm 66-87 kg 120 kg 2x33 Ah 400W 40 km 8 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO