



### ESPECIFICACIONES STD

- Basculación de asiento mediante pistón de gas.
- Altura de asiento ajustable mediante pistón de gas.
- Ángulo respaldo regulable.
- Profundidad y anchura de asiento regulable.
- Ángulo, altura y anchura ajustable para reposabrazos.
- Altura ajustable de respaldo.
- Incluye: Reposabrazos, reposapiés, empuñaduras, asiento tapizado (No incluye respaldo).
- 4 Ruedas (75mm), 2 con bloqueo.



### COLORES TAPICERÍA



GRIS/NARANJA (T0+1)



NEGRO/GRIS (T2)



GRIS/AZUL (T0+1)



NEGRO/ROJO (T2)



NEGRO/GRIS DIBUJO PIRATA BORDADO (T0+1)



GRIS/AZUL (T2)



GRIS/VIOLETA DIBUJO CABALLO BORDADO (T0+1)

### COLORES CHASIS



AZUL METÁLICO



GRIS BLANCO

# MADITA

POLIVALENTE Y BASCULANTE



En la escuela o en casa la silla terapéutica Madita consigue el posicionamiento que cada niño necesita: una posición erguida, controlada y funcional, gracias a su conjunto de asiento individualmente ajustable y a sus múltiples accesorios de control a nivel de tronco, pelvis y piernas. El chasis de la silla Madita nos permitirá ajustar la altura y la basculación del asiento para adaptarnos al trabajo terapéutico y a la vida en casa.



ÁNGULO AJUSTABLE DE ASIENTO Y RESPALDO PARA POSICIÓN ACTIVA O PASIVA

TRONA ACTIVA PARA MADITA Y MADITA-FUN




DIMENSIONES DE ASIENTO AJUSTABLES EN ANCHURA Y PROFUNDIDAD



ALTURA AJUSTABLE MEDIANTE PISTÓN DE GAS



PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE (APROX. 12CM) REPOSABRAZOS AJUSTABLES EN ÁNGULO Y ALTURA



ABDUCCIÓN DE PIERNAS Y REPOSAPÉS AJUSTABLES INDIVIDUALMENTE



CONFIGURACIÓN EXPRESS

CUADRO DE MEDIDAS	T0	T1	T2
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	15-25	21-30	30-42
ANCHO DE ASIENTO	16-26	20-30	28-38
ALTURA DE RESPALDO CORTO	32-37	32-37	42-52
ALTURA DE RESPALDO LARGO	42-52	42-52	53-63
ALTURA ASIENT-SUELO	46-58	46-58	46-58
LONGITUD RODILLA/PIE	17-24	22-32	30-48
ANCHO TOTAL	45	45	53
LARGO TOTAL	66	66	77
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO	(-)5°-30°		
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO	(-)5°-25°		
CARGA MÁXIMA	30KG	30KG	50KG
PESO	16KG	17KG	19KG