

# MADITA FUN

MEJOR INTEGRACIÓN



\* VER COLORES PÁG. ANTERIOR


La silla Madita-Fun amplia los beneficios de la silla terapéutica Madita, permitiendo que la altura del asiento pueda ajustarse hasta el nivel del suelo. Ésta opción hace que sea mucho más fácil integrar a los niños en el apoyo de aprendizaje temprano, guarderías, escuelas y en casa. Gracias a las excelentes propiedades de ajuste del asiento, posibilita la seguridad cuando se está sentado, mientras se le da al niño más espacio para participar en actividades en que participen los brazos. La silla Madita-Fun resalta los conceptos básicos de participación e integración.

| CUADRO DE MEDIDAS          | T0    | T1        | T2    |
|----------------------------|-------|-----------|-------|
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO     | 15-25 | 21-30     | 30-42 |
| ANCHO DE ASIENTO           | 16-26 | 20-30     | 28-38 |
| ALTURA DE RESPALDO CORTO   | 32-37 | 32-37     | 42-52 |
| ALTURA DE RESPALDO LARGO   | 42-52 | 42-52     | 53-63 |
| ALTURA ASIENTO-SUELO       | 25-62 | 25-62     | 25-62 |
| LONGITUD RODILLA/PIE       | 17-24 | 22-32     | 30-48 |
| ANCHO TOTAL                | 52    | 54        | 64    |
| LARGO TOTAL                | 58    | 64        | 75    |
| REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO  |       | (-)5°-30° |       |
| REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO |       | (-)5°-25° |       |
| CARGA MÁXIMA               | 30KG  | 30KG      | 50KG  |
| PESO                       | 19KG  | 20KG      | 24KG  |



## ESPECIFICACIONES STD

- Basculación de asiento mediante pistón de gas.
- Altura de asiento ajustable mediante pistón de gas hasta el suelo.
- Ángulo respaldo regulable.
- Profundidad y anchura de asiento regulable.
- Ángulo, altura y anchura ajustable para reposabrazos.
- Altura ajustable de respaldo.
- Incluye: Reposabrazos, reposapiés, empuñaduras, asiento tapizado (No incluye respaldo).
- 4 Ruedas (75mm), 2 con bloqueo.



DIMENSIONES DE ASIENTO AJUSTABLES EN ANCHURA Y PROFUNDIDAD



ALTURA AJUSTABLE MEDIANTE PISTÓN DE GAS HASTA EL SUELO



ASIENTO BASCULANTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS



TRONCA ACTIVA



## ESPECIFICACIONES STD

- Incluye: Reposabrazos, empuñaduras, asiento tapizado (no incluye reposapiés ni respaldo).
- Altura de asiento ajustable mediante pistón de gas.
- 4 Ruedas (75mm), 2 con bloqueo.
- Ángulo de respaldo y asiento regulable, altura, anchura y profundidad de asiento.



ASIENTO ANATOMICO



PISTÓN DE GAS



SOPORTE DE TRONCO



ACCESORIO REPOSAPIÉS

# MADITA MAXI

PARA GRANDE USUARIOS



El modelo básico incluye el asiento anatómico y además permite su ajuste en profundidad y ancho adaptándose al usuario. Sin reposapiés y con las ruedas de 100mm permite el autodesplazamiento. El ángulo de inclinación se puede regular progresivamente gracias al pistón de gas. Reposapiés fácil de instalar, el cual ayuda durante el traslado de una habitación a otra.

### CUADRO DE MEDIDAS

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO       | 36-47     |
| ANCHO DE ASIENTO             | 34-44     |
| ALTURA RESPALDO CORTO*       | 40        |
| ALTURA RESPALDO LARGO*       | 48        |
| ALTURA RESPALDO CORTO**      | 48        |
| ALTURA RESPALDO LARGO**      | 56        |
| ALTURA DE ASIENTO            | 48-60     |
| LONGITUD RODILLA/PIE         | 18-45     |
| ANCHO MODELO BÁSICO          | 66        |
| LONGITUD MODELO BÁSICO       | 87        |
| ÁNGULO DE ASIENTO AJUSTABLE  | (-)5°-30° |
| ÁNGULO DE RESPALDO AJUSTABLE | (-)5°-25° |
| CARGA MÁXIMA                 | 120KG     |
| PESO                         | 26KG      |

\*Construido con chapa de aluminio de 3 mm.

\*\*Construido con chapa de aluminio de 4 mm.