

MULTISEAT

PARA JÓVENES Y ADULTOS



Al igual que con todos los productos Jenx, Multiseat fue diseñada junto terapeutas y cuidadores para crear el sistema de asiento más práctico, cómodo, funcional y flexible posible.

Adaptando la Multiseat al usuario conseguimos que su vida sea más sencilla, mientras nos aseguramos que recibe el soporte necesario. De este modo, el usuario puede centrarse en el mundo que le rodea y tener una vida más activa y placentera.

Una de las mejores razones para usar una Multiseat es que permite al usuario disfrutar del mundo que les rodea, mientras se soporta de forma segura en una posición muy cómoda. Todo está hecho para conseguir el máximo beneficio terapéutico posible, mientras se asegura su fácil uso y su discreción.

CUADRO DE MEDIDAS	T4	T5
EDAD (APROXIMADA)	8 A 14 AÑOS	A PARTIR DE 10 AÑOS
ALTURA RESPALDO	46,5-59	52,5-66
MEDIDA BASE Z	63-83	
ANCHO CADERA	20-44	
ALTURA ASIENTO SUELO	33,5-57	
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	28,5-45	
ALTURA ASIENTO REPOSAPIÉS	25-47	
ÁNGULO BASCULACIÓN	30°-10°	
CARGA MÁXIMA	100KG	



ESPECIFICACIONES STD

- Excepcional sistema de control pélvico.
- Controles en PU.
- Controles de piernas. Use uno, dos o incluso cuatro.
- Profundidad de asiento ajustable.
- Ajuste rápido y sencillo de ángulo de los reposapiés.
- Asiento basculante.
- Altura de respaldo regulable.



UNA GRAN AYUDA TERAPÉUTICA


- Disminuye la fatiga y ayuda a la actividad y a la funcionalidad.
- Facilita la digestión.
- Estimula el desarrollo de los huesos y la musculatura.
- Ayuda a la alineación neutra.
- Gracias al buen soporte, ayuda a los niños a integrarse en las actividades diarias.
- Sentarse bien ayuda a la respiración.
- Soporta la pelvis, muslos y pies, fundamentales para una buena estabilidad.
- Facilita las habilidades e integración social.



COLORES



ROJO AZUL ROSA



VERDE GRIS



ESPECIFICACIONES STD

- Asiento acolchado.
- Reposacabezas ajustable.
- Acolchado de apoyo dorso-lumbar.
- Acolchado de estabilizadores de tronco y pelvis.
- Chaleco HOLD & PULL.
- Cinturón pélvico HOLD & PULL.
- Apoyos de codo.
- Mesa.
- Taco abductor ajustable.
- Reposapiés con cinchas.
- Estructura con ruedas equipadas con frenos.



UNA GRAN AYUDA TERAPÉUTICA

ADAPTABLE AL CRECIMIENTO DEL NIÑO.
TODA LA GAMA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HIGIÉNICOS, TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR UNA FUNCIÓN TERAPÉUTICA REAL.
DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS.



COLORES



T1 T2

ZEBRA

POSICIÓN SUPINA



La silla de rehabilitación Zebra ha sido diseñada para la atención temprana del niño en posición de sedestación o decúbito supino. De colores muy vivos, fácil de utilizar, estabiliza bien al niño en ambas posiciones. Puede ser utilizada por niños con tono muscular reducido y por niños espásticos, en el tiempo de recreo y durante la rehabilitación. Está fabricada en madera ecológica de alta resistencia.

CUADRO DE MEDIDAS	T1	T2
ANCHO TOTAL	45	50
LONGITUD TOTAL	65	70
ALTURA TOTAL	96	109
ANCHO DE PELVIS	16-23	18-27
ANCHO DE PECHO	16-23	18-27
ALTURA RESPALDO + REPOSACABEZAS	44-60	50-72
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	17-26	21-32
LONGITUD RODILLA/PIE	18-35	18-42
LARGO PLATAFORMA PIE	18	20
ALTURA USUARIO	77-109	86-130
CARGA MÁXIMA	25KG	45KG
PESO	18KG	22,5KG