



ESPECIFICACIONES STD

- Incluye: Apoyabrazos ajustables en ángulo, anchura y altura.
- Incluye: Acolchado de asiento estándar con funda.
- Opciones de ajuste: ángulo del respaldo, altura del respaldo, profundidad de asiento, anchura de asiento.
- Adaptable a distintos tipos de chasis, tanto de interior como exterior.



COLORES TAPICERÍA



GRIS/NARANJA (T0+1)



NEGRO/GRIS (T2)



GRIS/AZUL (T0+1)



NEGRO/ROJO (T2)



GRIS/NARANJA DIBUJO PIRATA BORDADO (T0+1)



GRIS/AZUL (T2)



GRIS/VIOLETA DIBUJO CABALLO BORDADO (T0+1)



AZUL METÁLICO



GRIS BLANCO



ROJO



BLANCO

COLORES CHASIS

SOFIE

TERAPÉUTICO Y MULTI AJUSTABLE



SOFIE + CHASIS FREDDY



ABDUCCIÓN DE PIERNAS



AJUSTE DE PROFUNDIDAD



LOS CONTROLES DE ABDUCCIÓN PUEDEN SER AJUSTADOS EN ÁNGULO, PROFUNDIDAD Y ANCHO



RESPALDO DESMONTABLE

El nuevo asiento Sofie, disponible en tres tallas, se equipara a la Multi-silla Madita, utilizando los mismos accesorios, pero con la ventaja de poderlo montar en los chasis Freddy y Finn. Sofie es una unidad de asiento que crece con el niño gracias a sus múltiples ajustes. La altura del respaldo es fácilmente regulable, así como la profundidad y el ancho del asiento. Existe una gran variedad de accesorios que permite personalizar el asiento a las necesidades individuales de cada usuario. El tapizado del asiento puede tener forma anatómica. Con la simple incorporación de una base trapezoidal, el Sofie se puede adaptar a una gran variedad de chasis.

CUADRO DE MEDIDAS	T0	T1	T2
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	15-25	21-30	30-42
ANCHO DE ASIENTO	16-26	20-30	28-38
ALTURA DE RESPALDO	32-37	32-37	42-52
ALTURA RESPALDO LARGO	42-52	42-52	53-63
AJUSTE DEL ÁNGULO DE RESPALDO	(-)5°-25°		
CARGA MÁXIMA	30KG	30KG	50KG
PESO	9KG	10KG	12KG