



**ESPECIFICACIONES STD**

- ECE grupo II-III.
- Reposacabezas.
- Cinturón 5 puntos de posicionamiento integrado.
- Taco abductor.

# MONZA NOVA 2 REHA

SEGURIDAD EN EL AUTOMÓVIL



ESTABILIZADOR DE RESPALDO



TACO ABDUCTOR ADAPTABLE CON VELCRO



LATERALES REFORZADOS, REDUCEN UN 30% LOS GOLPES EN CASO DE ACCIDENTE



PLACA ATORNILLADA DEBAJO EL ASIENTO PARA MEJOR ADAPTACIÓN DE LA BASE GIRATORIA

CUADRO DE MEDIDAS	MONZA
ANCHO DE ASIENTO PARTE DELANTERA	29
ANCHO DE ASIENTO PARTE TRASERA	24
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	30(43 CON EXTENSOR)
ALTURA DE RESPALDO	60-77
DIMENSIONES TOTALES	56X66X42
PESO	6KG APROX.
PESO MÁXIMO USUARIO	15-36KG
EDAD DEL NIÑO	PESO DEL NIÑO
ECE II DE 3 AÑOS Y MEDIO A 6 AÑOS	15-25KG
ECE III DE 6 AÑOS A 12 AÑOS	22-36KG



TEST DE CHOQUE DE HASTA 50KG ECE R44/04 SUPERADO



**ESPECIFICACIONES STD**

- ECE grupo I-II-III.
- Reposacabezas incluido.
- Acolchado reductor de asiento.
- Cinturón 5 puntos con ajuste central.
- Basculación de asiento integrada para grupo I

# SPORT REHA

SEGURIDAD EN EL AUTOMÓVIL



PRÁCTICO PARA TRANSPORTAR



ALTURA REPOSACABEZAS AJUSTABLE



CONFIGURACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA DE LA POSICIÓN DE DESCANSO (PARA GRUPO ECE I)



HEBILLA CON SEÑAL ACÚSTICA DE AVISO

El asiento Recaro Sport Reha es seguro, ligero, fácil de colocar y mover gracias a su base giratoria, diseñado para crecer con el niño desde la clase I hasta la clase III y con una amplia gama de accesorios. Sport Reha proporciona toda la seguridad que usted busca para su hijo.

CUADRO DE MEDIDAS	SPORT
ANCHO DE ASIENTO PARTE DELANTERA	31
ANCHO DE ASIENTO PARTE TRASERA	28
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	31 EXTENSOR
ALTURA DE RESPALDO	55-65
DIMENSIONES TOTALES	47X63X52
PESO	8KG
PESO MÁXIMO USUARIO	9-36KG
EDAD DEL NIÑO	PESO DEL NIÑO
ECE I DE 9 MESES A 3 AÑOS Y MEDIO	9-18KG
ECE II DE 3 AÑOS Y MEDIO A 6 AÑOS	15-25KG
ECE III DE 6 AÑOS A 12 AÑOS	22-36KG