

ANDADOR PARA EXTERIORES LET'S GO OUT

- Let's Go Out es un andador que cumple con todas las exigencias de calidad y medioambientales.
- La calidad de vida es también poder caminar al aire libre en condiciones seguras y cómodas. Con seguridad y dignidad. Por ello hemos desarrollado el andador Let'sGo Out para exteriores.
- Plegado se mantiene en pie, por lo que ocupa poco espacio y resulta más accesible al usuario cuando lo necesita.
- Las grandes ruedas delanteras y traseras permiten superar bordillos y otros obstáculos con comodidad y seguridad.
- Ruedas traseras con amortiguación compensan el movimiento en las ruedas rígidas.
- Manetas suaves y cómodas, regulables en altura desde 78 hasta 96 cm, que permite que el andador se adapte a cualquier usuario.
- Freno de fácil acceso que además de frenar permite bloquear el andador.
- Cómodo y elegante asiento de cuero para poder descansar sobre el andador.




Referencias:

- 0120:** Andador para exteriores Let's Go Out (negro/plata)
0150: Andador para exteriores Let's Go Out, (beige/plata)

Accesorios:

- 0121:** Bolsa portaobjetos color negro
0151: Bolsa portaobjetos color marrón
0122: Bandeja plástico negro
0126: Porta muletas
0153: Respaldo marrón



UGARI GERIÁTRICA

C/Valencia, 26 la Estrella 6, 46100 Sagunto - 03006 MITONIA-GASTELIZ (ESPAIN)
 Telf: 91 0245 14 700 Fax: 91 0245 154 036 E-mail: ugo@ugari.es

www.ugari.es