

# ANDADOR CITY WALKER/ ROLLATOR CITY



**novaf**<sup>®</sup>

Rollator Walker CITY model. Walker for the beach, field and areas where the terrain is irregular, paved, sandy, etc...

- \*Better accesibility
- \*Folding
- \*Non-flat wheels
- \*Made of aluminum and stainless steel

Andador modelo CITY para la playa, campo y zonas donde el terreno es irregular, adoquinado, arenoso, etc...

- \*Mejor accesibilidad
- \*Plegable
- \*Ruedas que no se pinchan
- \*Fabricado en aluminio y acero inoxidable

	Características Técnicas	Technical Specifications
Largo / Length	80 cm	31,5"
Ancho / Wight	76 cm	30"
Alto / Height	Max/Min 100/87 cm	Max/Min 44"/34,2"
Peso / Weight	9,5 Kg	20,9 lbs
Cap. Max. / Max. Load	130 Kg	286 lbs
Diametro Ruedas / Wheel Diameter	23 cm	9,05"
Anchura Ruedas / Wheels Width	12 cm	4,72"
Peso Ruedas / Wheel Weight	800 gr (Unid.)	0,002 lbs (Uni.)
Peso total con ruedas / Total weight with wheels	12 Kg	26,45 lbs
Medidas Embalaje / Pack Measures	90x75x25 cm	35,43x29,52x9,84"
Radio de giro / Turning radius	360°	360°

MADE IN SPAIN

HECHO EN ESPAÑA

**novaf**<sup>®</sup>

www.novaf.es EU

Tlf. 956 84 36 75

www.novaf.net USA

Tlf. +1 (786) 453 06 00

**CE**

ISO 9001

APPROVED

ISO 14001

**FDA**

ISO 7176

