



I-Transformer Nova

Movilidad Eléctrica

APEX
Wellell Group

Plegado automático con mando:

①



②



③



I-Transformer Nova

Movilidad Eléctrica

La I-Transformer Nova es la nueva scooter plegable de Apex con un diseño exclusivo que permite separar la scooter en 2 partes convirtiéndola en la más manejable del mercado.

- **Ligera:** Permite separar la scooter en 2 partes (20,5 kg + 9 kg) para facilitar su traslado. Además, cuenta con baterías de litio extraíbles de 15 Ah que ofrecen una gran autonomía.
- **Encendido electrónico:** Su mando multifuncional permite encender/apagar la scooter y las luces.
- **Cómoda:** Su sistema de plegado automático permite que la scooter quede de pie una vez plegada, evitando que el usuario tenga que agacharse.
- **Accesible:** Los reposabrazos abatibles facilitan el acceso lateral al usuario. Además son regulables en altura y en ángulo.

Elementos destacados:



Accesorios:



Base de carga externa



Set de dos baterías de litio de 10 Ah



Medidas en cm

Descripción del producto	Referencia
I-Transformer Nova	0407007N

Descripción de accesorios	
Base de carga externa	04061379
Set de 2 baterías de litio de 5 Ah (10 Ah)	04061412

Especificaciones técnicas	
Dimensiones scooter desplegado con asiento extendido (largo x ancho x alto)	102 x 48,5 x 88 cm
Peso máximo recomendado	110 kg
Peso con baterías	32,5 kg (23,5 kg + 9 kg)
Peso sin baterías	29,5 kg (20,5 kg + 9 kg)
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máxima	5°
Radio de giro	140 cm
Tipo de motor	120 W
Ruedas delanteras	6" Macizas
Ruedas traseras	7" Macizas
Baterías	2 uni x 7,5 Ah 25,2 V (15 Ah)
Cargador	24 V / 5 A (carga rápida)

Garantías	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes eléctricos	1 año



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com