



Atlantik

Silla de ruedas eléctrica compacta y basculante

FICHA TÉCNICA



más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA COMPACTA Y BASCULANTE

La silla de ruedas **Atlantik** destaca por su tamaño compacto, ideal tanto para uso en interiores como exteriores.

El modelo Atlantik A10 tiene la reclinación y la basculación manual.

Equipada con dos potentes motores de 340W y dos baterías de gel de 52 Ah, la Atlantik A10 alcanza una velocidad máxima de 8 km/h y ofrece una autonomía de 35 a 40 km con una sola carga. Fabricada en acero, soporta hasta 136 kg.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	58 cm
Profundidad sin reposapiés	82 cm
Profundidad con reposapiés	107 cm
Alto total	99 cm

Medidas plegada

Ancho plegada	58 cm
Profundidad plegada	107 cm
Alto plegada	65 cm

Peso

Peso total (batería incluida)	90 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material

Acero

Color

Color chasis	Negro mate
Color detalles	Negro, gris, azul, amarillo, fucsia, lima

Código IMF	122306SRE000A
------------	---------------

 Ver colores y accesorios en la siguiente página

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	45 cm
Ancho útil para sentarse (talla regulable)	45 - 52 cm
Ancho útil para sentarse con control lateral	35 cm
Profundidad del asiento (regulable)	44 - 50 cm
Altura del asiento al suelo con cojín	50 cm
Basculación del asiento	0° - 12°

Motor

Motor	2 x 340 W
Batería	2 x 52 Ah (gel)
Autonomía	35 - 40 km
Velocidad máxima	8 km/h
Cargador externo	6 Ah

Reposabrazos

Largo del reposabrazos	32 cm
Ancho del reposabrazos	5 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles, regulables en altura y profundidad

Reposapiés

Tipo de reposapiés	Individuales y desmontables
Regulación reposapiés	Regulables en altura y profundidad

Respaldo


Ancho del respaldo	42 cm
Alto del respaldo	44 cm
Reclinación del respaldo	10° - 40°

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 32 cm
Ancho ruedas delanteras	5 cm
Ancho ruedas traseras	6 cm
Tipo de ruedas	Macizas

Otras características

Cinturón, claxon y ruedas antivuelco	Sí
Controlador	Dynamic
Horquillas ruedas delanteras	Aluminio
Joystick	Retráctil
Material tejidos	Tela de nailon, ignífugo e impermeable
Máxima pendiente de escalada	8°
Radio de giro	850 mm
Tipo de frenos	Electromagnéticos





ACCESORIOS


CONFIGURE LA SILLA ATLANTIK ELIGIENDO ENTRE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS



Base rígida

Fabricada en acero de alta resistencia y anclada con 8 puntos. Proporciona estabilidad y rigidez.

Ref: ACATLANTIKBASEMET



Controles laterales

Soportes laterales de piernas extraíbles para una mayor sujeción del usuario.

Incluidos de serie



Kit de luces

Conjunto de luces LED delanteras, traseras e intermitentes. Joystick adaptado para el kit.

Ref: SSEFACATLA102+M52BM



Neo Cushion

Cojín antiescaras anatómico con espuma viscoelástica 100%. Tallas: 40x42, 42x42 cm, 45x44 cm

Ref: TCOJVISCONEO



Reposacabezas

El accesorio de reposacabezas, ayuda de gran manera a tener la zona cerebral y cervical fija.

Ref: ACATLANTIKCABEZAL

COLORES

DISEÑE Y PERSONALICE SU SILLA PARA UN ESTILO ÚNICO



CONFIGURADOR

ELIJA EL COLOR DE LAS RUEDAS, DE LOS VINILOS Y LOS ACCESORIOS PARA PERSONALIZARLA A SU GUSTO.

¡HÁGALA SUYA!

¡CONFIGÚRELA YA!



[totalcare-europe.com/
configurador/atlantik](https://totalcare-europe.com/configurador/atlantik)

