



¡SUPERLIGERA,
TAN SOLO 9 KG!
FABRICADA EN ALUMINIO



SABY LITE

Saby Lite

Silla de ruedas
manual de aluminio

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

SABY LITE



Saby-30 Lite

Saby-31 Lite

SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO SUPERLIGERA DE EMPUJE ASISTIDO O AUTOPROPULSIÓN

La silla de ruedas **Saby Lite** destaca por su chasis ultraligero fabricado en aluminio. El modelo Saby-30 Lite pesa tan solo 9 kg y la Saby-31 Lite 11 kg. A pesar de su ligereza, ofrece una estructura resistente que soporta hasta 120 kg.

La Saby-30 Lite incorpora ruedas traseras de Ø33 cm, ideales para empuje asistido. La Saby-31 Lite cuenta con ruedas traseras de Ø55 cm que permiten al usuario autopropulsarse cómodamente. Todas las versiones incluyen el sistema quick release para desmontar las ruedas traseras con un solo clic.

Disponible en tres tallas de asiento: 40, 42 y 45 cm. Incluye de serie el kit de freno y respaldo partido para facilitar el plegado y optimizar el espacio. Acabado en color gris mate con tejidos de alta calidad.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	Saby-30 Lite	Saby-31 Lite
Ancho total (talla 40)	60 cm	62 cm
Ancho total (talla 42)	61 cm	64 cm
Ancho total (talla 45)	62 cm	66 cm
Alto total	94 cm	95 cm
Profundidad total (sin reposapiés)	80 cm	80 cm
Profundidad total	107 cm	107 cm
Alto del asiento al suelo	51 cm	51 cm
Medidas plegada (sin ruedas ni reposapiés)		
Ancho plegada		24,5 cm
Profundidad plegada		76,5 cm
Alto plegada		70,5 cm
Peso	Saby-30 Lite	Saby-31 Lite
Peso total	9 kg	11 kg
Peso total (sin ruedas ni reposapiés)	6 kg	6,5 kg
Peso máximo soportado	120 kg	120 kg
Material		Aluminio
Color		Gris mate

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (talla)	40 cm / 42 cm / 45 cm
Ancho útil para sentarse	40 cm / 42 cm / 45 cm
Profundidad del asiento	42 cm
Material del asiento	Tela impermeable e ignífuga

Reposabrazos

Ancho del reposabrazos	5 cm
Largo del reposabrazos	23 cm
Tipo de reposabrazos	Fijos

Reposapiés

Altura del reposapiés	Regulable de 36 a 41 cm (3 puntos)
Tipo de reposapiés	Individuales, regulables y extraíbles
Material del reposapiés	Plástico y aluminio

Respaldo

Ancho del respaldo	44 cm / 46 cm / 49 cm
Alto del respaldo	44 cm
Material del respaldo	Tela impermeable e ignífuga

Ruedas	Saby-30 Lite	Saby-31 Lite
Medidas ruedas delanteras	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 33 cm	Ø 55 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm	3 cm
Ancho ruedas traseras	4 cm	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas	Macizas
Extracción ruedas traseras	Quick release	Quick release

Otras características

Tipo de freno	Freno maneta y freno bloqueo
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores



DESCUBRA LA ÚLTIMA INNOVACIÓN
DE IM BY TOTALCARE EUROPE

SABY LITE

SILLA DE RUEDAS MANUAL DE ALUMINIO, COMPACTA Y SUPERLIGERA



RESPALDO PARTIDO

Respaldo abatible que permite un plegado más eficiente de la silla, mejorando su portabilidad y reduciendo su tamaño.



REPOSABRAZOS FIJOS

Los reposabrazos son fijos. El lateral está confeccionado en tejido y se puede retirar mediante velcro.



RUEDAS TRASERAS EXTRAÍBLES

Tanto la Saby-30 Lite, con ruedas traseras de Ø33 cm, como la Saby-31 Lite de Ø55 cm, incorporan de serie un sistema quick release que permite una extracción rápida y sencilla.



RUEDAS DELANTERAS

Las ruedas delanteras tienen un diámetro de Ø15 cm y una anchura de 3 cm.



REPOSAPIÉS REGULABLES, ABATIBLES Y EXTRAÍBLES

Cuenta con reposapiés individuales, ajustables en tres niveles de altura. Además son extraíbles y la plataforma es abatible.



KIT DE FRENO INCLUIDO

El modelo Saby Lite incorpora de serie un kit de freno de mano que incluye freno de asistencia y freno de bloqueo para mayor seguridad y control.



BOLSA GUARDA OBJETOS

Bolsa guarda objetos de 28 cm de ancho por 23 cm de alto y cuenta con cierre de velcro.



CRUCETA

La Saby Lite cuenta con una cruceta simple reforzada con 4 estabilizadores que garantizan una estructura firme y segura. La silla soporta un peso máximo de hasta 120 kg.



CINTAS DE TRANSPORTE

El asiento de la Saby Lite incorpora dos cintas de tejido que facilitan el transporte de la silla cuando está plegada.