



ficha técnica

iON

 1494SE
Silla eléctrica inteligente

La silla eléctrica inteligente iON es nuestro modelo más avanzado. Estructura de aluminio y magnesio para mayor ligereza y resistencia. Perfecta para la movilidad interior gracias a sus tan sólo 62,4 cm de ancho y para trayectos en exterior –con una autonomía de hasta 23 km sorteando pendientes de hasta 9°–. Su plegado es fácil y compacto. Además de un joystick diseñado para un uso intuitivo, dispone de una pantalla TFT de 4,5 cm y asistente de voz. Su manejo remoto mediante una app instalada en el smartphone del usuario o acompañante conectado por Bluetooth®, permite el control total sobre la operatividad de las funciones de la silla.

Ref. Int

1494SE-49-150 (Batería 20Ah) Gris antracita
1494SE-51-150 (Batería 20Ah) Turquesa




Color
Turquesa
Gris Antracita



ficha técnica



ION 1494SE
Silla eléctrica inteligente



Ancho de asiento	46 cm
Ancho total	62,4 cm
Alto total	93 cm
Profundidad C/reposapiés	100 cm
Profundidad S/reposapiés	84 cm
Dimensiones de plegado	44 x 62,4 x 70 cm
Motor sin escobillas	

Ruedas delanteras	200 mm
Ruedas traseras	260 mm
Reposabrazos	Abatibles
Reposapiés	Plataforma plegable
Pendiente superable	9°
Radio de giro	45 cm
Velocidad	6 km/h