



# I-Voyager / I-Voyager Plus

Movilidad Eléctrica

**APEX**  
Wellell Group



# I-Voyager / I-Voyager Plus

## Movilidad Eléctrica

Las sillas Voyager de Apex combinan un diseño urbano y moderno con una gran ligereza, lo que las hace ideales para recorrer cualquier rincón de la ciudad.

La estructura de las Voyager es **hidro-conformada**, una sofisticada técnica de fabricación de la industria aeronáutica que permite diseños extremadamente ligeros, resistentes y duraderos. El exclusivo diseño de la Voyager (protegido con el registro N° D0532620) hace de ella la silla más bonita, ligera y resistente del mercado.

La Voyager pesa solo 21,8 kg y gracias a su **sistema Smart Roll**, el esfuerzo para subirla a un maletero se reduce un 40%, disminuyendo su peso hasta los 13,5 kg.

Cuentan con **suspensión delantera** que aporta mayor comodidad en su conducción. Además hay dos tipos diferentes de rueda dependiendo del modelo: la I-Voyager con rueda trasera de 10" y la I-Voyager Plus con rueda trasera de 12".

## Elementos destacados:



## Accesorios:



Soporte mando acompañante



Maleta de viaje



Soporte joystick lado izquierdo



Luz delantera



Luz trasera

Descripción de producto	Referencia
I-Voyager	0401105
I-Voyager plus	0401107
Descripción de accesorios	
Soporte mando acompañante	04061272
Maleta de viaje	04061273
Soporte joystick lado izquierdo	04061375
Luz delantera	04060727
Luz trasera	04060728

	I-Voyager	I-Voyager plus
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	68 x 47 x 92 cm	76,5 x 47 x 92 cm
Peso total de la caja	30 kg	32 kg



Especificaciones técnicas	I-Voyager	I-Voyager plus
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	90 x 63 x 96 cm	92 x 66 x 96 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	80 x 63 x 38 cm	80 x 66 x 44 cm
Medidas del asiento (ancho x largo x alto)	45 x 40 cm	45 x 40 cm
Altura del suelo al asiento	52 cm	52 cm
Peso máximo soportado	120 kg	120 kg
Peso con baterías	24,7 kg	26,5 kg
Peso sin baterías	21,8 kg	23,6 kg
Velocidad máxima	6 km/h	6 km/h
Radio de giro	72 cm	72 cm
Tipo de motor	Motor de corriente continua sin escobillas (140 w)	Motor de corriente continua sin escobillas (140 w)
Ruedas delanteras	7"	7"
Ruedas traseras	10"	12"
Baterías	24V/12Ah	24V/12Ah

Garantía	
Bastidor	5 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año