



# Silla Pegaz

Sillas PCI Pediátricas



# Silla Pegaz

## Sillas PCI Pediátricas

La Silla Pegaz destaca por su ligereza (menos de 8 kilos con reposapiés) y fácil plegado. La preferida para aquellos que tienen que viajar con frecuencia. Se adapta a las necesidades del niño y a su crecimiento. Indicada para usuarios de entre 80-140 cm de altura y un peso máximo de 30 kg.


- **Sistema Crece Contigo**, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la profundidad del asiento y la altura del respaldo.
- Ruedas delanteras y traseras **de gel con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- Su fabricación en aluminio y acero la hace muy **ligera y robusta** al mismo tiempo.

Disponible en color gris  y rojo .

## Elementos destacados:



Reposacabezas



Cinturón de seguridad



Barrera de seguridad



Respaldo y asiento ajustables y reclinables



Estructura plegable



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Sistema crece contigo



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación





## Accesorios de serie:



Apoyos laterales para cabeza



Apoyos laterales para tronco



Taco abductor



Cinturón de 5 puntos



Reposapiés con cinchas



Mesa



Capota



Barra de seguridad



Sombrilla



Saco de dormir



Cesta



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



| Descripción de producto                       | Referencia                   |
|---|------------------------------|
| Silla Pegaz                                   | 0431001                      |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 47 x 37 x 134 cm             |
| Peso total de la caja                         | 20 kg                        |
| Especificaciones técnicas                     |                              |
| Dimensiones (largo x ancho x alto)            | 90-108 X 56 X 106-130 cm     |
| Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)    | 124 x 28 x 39 cm             |
| Peso sin accesorios/con accesorios            | 10 kg - 19,6 kg              |
| Altura del niño                               | 80 - 140 cm                  |
| Peso máximo soportado                         | 40 kg                        |
| Anchura del asiento                           | 30 - 38 cm                   |
| Profundidad del asiento                       | 25 - 33 cm                   |
| Altura del respaldo                           | 50 - 60 cm                   |
| Ajuste del reposapiés                         | 3 posiciones: 20, 30 y 40 cm |
| Asiento extraíble                             | No                           |
| Basculante                                    | No                           |
| Sistema "Crece contigo"                       | Sí                           |
| Asiento marcha/contramarcha                   | No                           |
| Garantía                                      |                              |
| Silla   | 2 años                       |



**APEX**  
Wellell Group

APEX MEDICAL, S.L.  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com