



# Silla Mouse

Sillas PCI Pediátricas



# Silla Mouse

## Sillas PCI Pediátricas

La Silla Mouse práctica y con grandes funcionalidades está indicada para niños de entre 80-110 cm de altura y un peso máximo de 30 kg.

- **Sistema de basculación** que ayuda a colocar/sentar al niño en la posición correcta asegurando que la presión se distribuya de manera uniforme.
- Ruedas delanteras y traseras **de gel con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento. Además incorpora un **kit de ajuste del asiento** que permite adaptar las medidas del asiento al niño
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Controles** del tronco y cabeza ajustables para adaptarse a las necesidades del niño.
- **Bloqueo de ruedas direccional** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.

Disponible en color gris .

## Elementos destacados:



Controles de cabeza, tronco y pelvis



Visera con ventanilla



Cinturón de seguridad



Barrera de seguridad



Respaldo reclinable



Estructura plegable



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación



## Accesorios de serie:



Apoyos laterales para cabeza



Apoyos laterales para tronco



Taco abductor



Cinturón de 5 puntos



Arnés pélvico



Reposapiés con cinchas



Mesa



Capota



Barra de seguridad



Guantes



Sombrilla



Saco de dormir



Cesta



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



Kit de ajuste del asiento



Descripción de producto		Referencia
Silla Mouse		0431002
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)		66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja		25 kg
Especificaciones técnicas		
Dimensiones (largo x ancho x alto)		95-124 x 60 x 122-134 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)		84 x 58 x 25 cm
Peso sin accesorios/con accesorios		17,2 kg – 23,2 kg
Altura del niño		80 - 110 cm
Peso máximo soportado		30 kg
Anchura del asiento		24- 30 cm
Profundidad del asiento		22 - 26 cm
Altura del respaldo		52 cm
Ajuste del reposapiés		14,5 - 23 cm
Asiento extraíble		Sí
Basculante		Sí
Sistema "Crece contigo"		No
Asiento marcha/contramarcha		Sí
Garantía		
Silla		2 años



**APEX**  
Wellell Group

APEX MEDICAL, S.L.  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com