



# Silla Mewa

Sillas PCI Pediátricas



# Silla Mewa

## Sillas PCI Pediátricas

La Silla Mewa tiene un diseño urbano y moderno, indicada para niños de entre 90-125 cm de altura y un peso máximo de 35 kg.

- **Sistema de basculación** del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- Ruedas delanteras y traseras **de gel con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- **Controles** del tronco y cabeza ajustables que mantienen seguro al niño.
- **Cinturones de abducción** que estabilizan la pelvis y evitan que el niño se deslice.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento. Además incorpora un **kit de ajuste del asiento** que permite adaptar las medidas del asiento al niño.
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Bloqueo de ruedas direccional** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.

Disponible en color verde , fucsia , azul  y gris .

## Elementos destacados:



Controles de cabeza, tronco y pelvis



Visera con ventanilla



Cinturón de seguridad



Respaldo ajustable



Barrera de seguridad



Estructura plegable



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Kit de transporte



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación





## Accesorios de serie:



Apoyos laterales para cabeza



Apoyos laterales para tronco



Taco abductor



Cinturón de 5 puntos



Arnés pélvico



Reposapiés con cinchas



Mesa



Capota



Barra de seguridad



Guantes



Sombrilla



Saco de dormir



Cesta



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



Kit de ajuste del asiento



Descripción de producto		Referencia
Silla Mewa		0431003
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)		66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja		28 kg
Especificaciones técnicas		
Dimensiones (largo x ancho x alto)		94 - 126 x 65 x 124 - 129 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)		84 x 64 x 26 cm
Peso sin accesorios/con accesorios		20 kg - 28 kg
Altura del niño		90 - 125 cm
Peso máximo soportado		40 kg
Anchura del asiento		25 - 32 cm
Profundidad del asiento		24 - 28 cm
Altura del respaldo		62 cm
Ajuste del reposapiés		17 - 32 cm / 5 posiciones
Asiento extraíble		Sí
Basculante		Sí
Sistema "Crece contigo"		No
Asiento marcha/contramarcha		Sí
Garantía		
Silla		2 años



**APEX**  
Wellell Group

APEX MEDICAL, S.L.  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com