

Ya está aquí la silla eléctrica perfecta para viajar.

Ligera, plegable, manejable. La model F le permite explorar su mundo con una mayor movilidad e independencia. Experimente el mismo rendimiento y la tecnología inteligente por las que es conocida WHILL, ahora con un diseño plegable.



Diseño plegable

Transporte fácilmente la model F en autobuses, trenes y aviones o en el maletero de un coche o un taxi.*



Si no se utiliza, la model F se puede almacenar cómodamente en un armario o en un rincón apartado de la estancia.





802 mm



855 mm

^{*}La model F no se debe utilizar como asiento mientras se transporta.

La información incluida en este documento es correcta en el momento en el que se ha imprimido y nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Ligera

Con un peso de tan solo 24 kg, la model F es una de las sillas eléctricas más ligeras del mercado.**



máxima





Autonomía Sı



Superación de obstáculos



Radio de giro de 780 mm para giros cerrados

Conexión inteligente

La aplicación de WHILL le permite comprobar la información principal del vehículo y conducir la model F de forma remota.



⊗ Bluetooth)



Conduzca de forma remota, bloquee/desbloquee la silla y configure los ajustes de velocidad a través de la aplicación de WHILL para smartphones.

Conducir con total tranquilidad

Participe en actividades y disfrute de su entorno de forma segura con la model F.



Suba y baje de forma segura pendientes de hasta 10°.



^{**}El peso es de 26,7 kg, si no se retira la batería. La batería pesa 2,7 kg. Nota: El rango de conducción de 20 km variará debido al peso del usuario, la superficie de conducción, el terreno, la temperatura ambiente, el ajuste de velocidad y la carga y el estado de la batería.

Personalización

Elija entre cinco colores y una gran selección de accesorios para combinar con su estilo y mejorar su experiencia de conducción.

Opciones de color



○ Blanco ● Negro ● Verde claro Azul claro Rojo



El joystick se puede colocar al lado izquierdo o derecho.

Accesorios



Porta bastones



Cinturón subabdominal



Joystick



Funda protectora

Especificaciones

Autonomía Plegable Radio de giro Cojín

Peso del vehículo Control remoto

Capacidad de peso máxima Batería

Hasta 20 km

780 mm 18"

26,7 kg

Hasta 115°kg

Iones de litio (25,3°V 10°Ah)

Velocidad máxima*** Máx. inclinación Superación de

obstáculos Ancho entre reposabrazos

Sí, mediante aplicación Longitud del vehículo

Tiempo de carga Aprobado para viajes

aéreos

Carcasas intercambiable

Resistente al aqua

6 km/h 10° 35 mm

Ajustable: 2 posiciones 430 mm - 480 mm

935 mm (465 mm cuando está

plegado) ~5 horas

5 colores

IPX4

***La aceleración o desaceleración puede cambiar si se conduce en pendientes pronunciadas.

WHILL Europe B.V.

Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam, Países Bajos info@whill-europe.com www.whill.inc

Distribuidor: Apex Wellell Group Elcano nº 9, 6ª planta, 48008 Bilbao, Vizcaya, España T: 94 470 6408 info@apexmedical.es





