



LLEGA MÁS LEJOS CON
WHEELDRIVE





WHEELDRIVE

NO HAY LÍMITES

WheelDrive es un innovador dispositivo de ayuda eléctrica a la propulsión que, acoplado a tu silla de ruedas manual, facilitará tus desplazamientos para que puedas llegar más lejos y con menos esfuerzo... Revolucionla la forma en que te mueves con WheelDrive!

Diseñado para hacer tu vida más fácil, el dispositivo de ayuda eléctrica para sillas de ruedas WheelDrive te ofrece importantes beneficios para tu salud, reduciendo el esfuerzo que tienes que realizar para autopropulsarte. Además gracias a su sistema de doble aro, no sólo disfrutarás de asistencia eléctrica cuando te propulsas sino que también podrás “conducir” sin esfuerzo tu silla de modo eléctrico continuado ...¡WheelDrive es único!

Selecciona el grado de asistencia que necesitas en cada momento y disfruta de una mayor movilidad y libertad con tu silla de ruedas!

// SISTEMA DE DOBLE ARO:

El aro de mayor diámetro ofrece asistencia eléctrica mientras que el más pequeño activa el modo de conducción continua eléctrica. ¡Con Wheeldrive siempre tendrás la ayuda que necesitas!

// MUY INTUITIVO Y FÁCIL DE USAR:

Tan fácil y natural como propulsarte de forma habitual con tu silla de ruedas.

// MÁS LIBERTAD E INDEPENDENCIA:

Para llegar adonde quieras con mucho menos esfuerzo.

// MANTENTE ACTIVO REDUCIENDO MOLESTIAS FÍSICAS:

Gracias a la reducción de la tensión en músculos y articulaciones y a la estimulación de la movilidad activa.

// COMPATIBLE CON PRÁCTICAMENTE CUALQUIER SILLA:

Wheeldrive es muy fácil y rápido de instalar, y no requiere ninguna pieza o ajuste adicional en tu silla.



UNA EXPERIENCIA SIN IGUAL

WheelDrive es mucho más que un dispositivo eléctrico de ayuda a la propulsión. También te permitirá usar tu silla manual como si fuera una eléctrica, para que puedas desplazarte sin esfuerzo y superar los terrenos más inaccesibles. WheelDrive abre ante ti un nuevo mundo de experiencias.



**Aro de ASISTENCIA
a la propulsión**



**Aro de CONDUCCIÓN
CONTINUA ELÉCTRICA**

ASISTENCIA O CONDUCCIÓN ELÉCTRICA

WheelDrive es único por su sistema de doble aro. El aro de mayor diámetro, de asistencia proporciona ayuda para que puedas propulsar tu silla más fácilmente. Y si lo que quieres es desplazarte sin esfuerzo, el aro más pequeño de conducción continua eléctrica hace las funciones de un joystick en la rueda proporcionándote una conducción ininterrumpida. Con 3 perfiles de conducción, para que puedas definir cuánta asistencia necesitas y a qué velocidad quieres moverte. Podrás cambiar fácilmente de un aro a otro para obtener la ayuda que necesites en cada momento.



MUY INTUITIVO Y FÁCIL DE UTILIZAR

Utilizar WheelDrive te resultará tan natural como propulsarte con tu silla de ruedas y pronto descubrirás lo rápido y sencillo que es cambiar de un aro a otro. A través de los interruptores de la propia rueda podrás activar o desactivar el sistema y también configurar los perfiles de conducción: hasta 10 km/h máx. con el aro de asistencia y hasta 6 km/h con el aro de conducción continua eléctrica. Y con la confianza de que tú tienes siempre el control: al descender por una pendiente los motores frenan automáticamente para garantizar tu seguridad.

MÁS LIBERTAD E INDEPENDENCIA

¿Quieres llegar más lejos o ser capaz de superar pendientes?

Con WheelDrive verás como tu esfuerzo se reduce.

Podrás utilizarlo en espacios reducidos sin problemas. Y cuando te desplaces en coche, podrás extraer fácilmente las ruedas para el transporte. Disfruta de tu movilidad - y reserva tu energía para vivir tu vida a tope!

MANTENTE SANO Y ACTIVO CON WHEELDRIVE!

El uso prolongado de una silla de ruedas manual puede provocar molestias en brazos y hombros o una disminución de la fuerza. El dispositivo WheelDrive reduce la tensión sobre los músculos y articulaciones ayudando a prevenir esa clase de problemas, y al mismo tiempo promoviendo una movilidad activa para mantener tu independencia y forma física.



¿PREPARADO PARA SOBREPASAR TUS LÍMITES?

El control, la funcionalidad y el aspecto de una silla de ruedas manual combinada con la mejor tecnología de asistencia eléctrica. Con WheelDrive podrás tener lo mejor de ambos mundos - llegar más lejos y disfrutar de un paseo sin esfuerzo!



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE WHEELDRIVE



// FÁCIL TRANSPORTE EN COCHE O AVIÓN

Las ruedas WheelDrive se retiran fácilmente de la silla para meterlas en el maletero del coche. ¿Que viajas en avión? No es problema. WheelDrive cumple con los requerimientos IATA por lo que puede ser transportado como equipaje facturado. (Retirar las baterías antes del transporte)



// BATERÍAS EXTRAÍBLES DE CARGA RÁPIDA

WheelDrive obtiene su gran rendimiento de sus 2 ligeras baterías, que pueden retirarse fácilmente. La carga de estas baterías puede completarse en aproximadamente 2 horas – un 60% más rápido que el resto de baterías del mercado. Además durante la carga podrás seguir utilizando tu silla como una silla manual normal. Que nada te pare!!



// FÁCIL COLOCACIÓN EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER SILLA

Las ruedas WheelDrive pueden colocarse fácilmente en la gran mayoría de sillas de ruedas manuales y ligeras, sin la necesidad de piezas ni ajustes adicionales en la silla. Así no tendrás que renunciar al diseño ligero y personalización de tu silla manual. Siempre podrás volver a colocar las ruedas originales cuando así lo necesites - y sin la necesidad de herramientas.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO WHEELDRIVE?*

Si padeces dolor en los hombros o brazos, notas que a lo largo del día tu energía se va agotando o simplemente no quieres tener que propulsarte todo el rato, WheelDrive se convertirá en tu mejor aliado, proporcionándote innumerables ventajas. Y si estás en buena forma física y simplemente quieres llegar más lejos, WheelDrive también es para ti!

*Los sistemas de Hemiplejía y propulsión con los pies no son compatibles con WheelDrive.
El uso de WheelDrive no está recomendado para usuarios con disminución de las capacidades cognitivas o espasmos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WheelDrive // Dispositivo de ayuda eléctrica a la propulsión

Peso máx. soportado	130 kg	Velocidad máx (hacia delante)	10 km/h (aro de asistencia) 6 km/h (aro de conducción continua)
Anchura total adicional	43 mm (21,5 mm por cada lado)	Altura máxima de bordillo, marcha atrás	50 mm
Peso de las baterías (par)	3.6 kg	Tiempo de carga (carga completa)	2 horas aprox.
Peso total con batería (cada rueda)	11.5 kg	Uso indicado	Personas con movilidad reducida o capacidad limitada para la propulsión. Ideal para el uso en interiores o exteriores
Peso de transporte, sin batería (cada rueda)	9.7 kg		
Diámetro de rueda	24"		

Tolerancia de fábrica: +/- 1cm



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es



Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.