



Kymco Super 8

Especificaciones técnicas

Anchura total	59cm	Peso máximo de usuario	127Kg
Longitud total	122cm	Peso total (Incl. Baterías)	98,7Kg
Altura total	101cm	Peso baterías 11kg*2	22Kg
Altura asiento suelo vehículo	45/51cm	Peso parte más pesada	26,1Kg
Velocidad	6.4km/h	Radio de giro	156cm
Batería	36 ah AGM	Pendiente máxima	10°
Luces	Si	Distancia al suelo	9,8cm
Autonomía media*	32Km	Tamaño de ruedas	25,5cm
Potencia Motor	350 w	Tipo de Rueda	Sólida

*Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.



Ortopedia Silvio, S.L.

C/ Royo 5-7 - Zaragoza 50006 - Tel. +34 976 225 883
www.ortopediasilvio.com // silvio@ortopediasilvio.com